



Spécialiste des consommables et DMS pour l'imagerie médicale



CATALOGUE SPÉCIFIQUE DU MARCHÉ

DM & DMI

«CARDIOLOGIE ET RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLES»

2024-2025



Conditions du marché

Cette année 2024, nous avons le plaisir de vous proposer notre catalogue spécialement consacré au marché gagné avec Helpévia. Une fois encore, les équipes du Laboratoire API 2000 ont su sélectionner une gamme pour le marché de la «Cardiologie et Radiologie interventionnelles».

Parmi ce marché vous découvrirez différents lots comme :

- les cathéters de ponction,
- les cathéters de drainage d'abcès/néphrostomie,
- les cathéters de drainage des voies biliaires.

Nous aurons l'immense plaisir de tous vous retrouver tout au long de l'année sur différents salons et lors des Journées Francophones de Radiologie à Paris.

Bien entendu, nous restons très vigilants quant à la qualité du mode de fonctionnement qui nous distingue :

- un seul interlocuteur dédié : votre conseiller commercial vous accompagne dans toutes vos démarches,
- notre mode de commercialisation par téléphone ne perturbe pas votre activité professionnelle : votre conseiller est à votre écoute au moment qui vous convient,
- maîtrise des délais : plus de 90% de nos produits sont en stock permanent,
- un département Produits pour apporter une solution à vos besoins spécifiques,
- un service d'assistance technique à votre écoute,
- une gestion économique et simplifiée de vos achats par la centralisation annuelle de vos commandes et le cadencement des livraisons en fonction de vos besoins,
- pas d'immobilisation de trésorerie : une facturation par livraison,
- l'ensemble de nos activités est à la norme ISO 9001 : 2015.

Pour plus d'informations sur nos produits, n'hésitez à consulter notre site internet : www.api2000.fr

DM & DMI

MARCHÉ «CARDIOLOGIE ET RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLES»

Date de début : 01/01/24

Date de fin : 31/12/25

Minimum de commande : 120€ HT

Délais de livraison : sous 48/72 heures selon les disponibilités en stock

Frais de port : en SUS

**Plus de 20 ans d'expérience
dans l'imagerie médicale**




**Découvrez toutes les sélections
d'accessoires, matériels et consommables médicaux :**

- Radioprotection et Contrôle Qualité **Tome 1**
- Dispositifs médicaux stériles **Tome 2**
- Imagerie de coupe **Tome 3**
- Imagerie conventionnelle et interventionnelle **Tome 4**
- Consommables d'imagerie API 2000 **Tome 5**
- Imagerie de la femme **Tome 6**
- Consommables d'imagerie VARAY LABORIX **Tome 7**



SOMMAIRE

Votre contact personnalisé, région par région



nordest@api2000.fr

NORD-EST : 02 48 50 88 76

centreouest@api2000.fr

CENTRE-OUEST : 02 48 50 88 78

parisidf1@api2000.fr

75 Rive Gauche, 78, 91, 92, 95

ILE DE FRANCE : 02 48 50 88 74

parisidf2@api2000.fr

75 Rive Droite, 77, 93, 94

ILE DE FRANCE : 02 48 50 70 23

sudest@api2000.fr

SUD-EST : 02 48 50 88 72

sudouest@api2000.fr

SUD-OUEST : 02 48 50 88 70

export@api2000.fr

EXPORT : +33 2 48 66 04 15

domtom@api2000.fr

DOM-TOM : 02 48 66 04 15

DRAINAGE

CATHÉTERS DE PONCTION

Aiguilles cathéter SKATER™ CENTESIS10

Drainage SKATER™ MINI-LOOP ALL PURPOSE.....11

Drainage SKATER™ ALL PURPOSE.....12

CATHÉTERS DE DRAINAGE D'ABCÈS/NÉPHROSTOMIE

Cathéters et kits de néphrostomie SKATER™14

Drainage SKATER™ MINI-LOOP ALL PURPOSE.....17

Drainage SKATER™ ALL PURPOSE.....18

CATHÉTERS DE DRAINAGE DES VOIES BILIAIRES

Cathéters de drainage biliaire SKATER™20

Ensembles introducteurs SKATER™22

SKATER™ FIX.....23

**Spécialiste des consommables pour
l'imagerie médicale**



SYSTÈME DE DRAINAGE SKATER™



- Le système de drainage SKATER™ fournit aux praticiens et aux patients une gamme de produits de drainage capable de répondre à tous leurs besoins.
- Cette gamme inclut des cathéters de toutes tailles pour les procédures de drainage percutané telles que les abcès, la néphrostomie, le drainage biliaire et la ponction.
- Pour permettre un placement optimal du cathéter, un ensemble d'accessoires, y compris des sets introducteurs, des gaines/aiguilles d'introducteur et des systèmes d'accès par aiguilles à bout mousse sont disponibles.
- Cette gamme est complétée par des poches de drainage pour la collecte des liquides.



Les avantages du système de drainage SKATER™



- Trous de drainage ovales pour une capacité de drainage maximale
- Extrémité distale avec revêtement hydrophile Slip-Coat™ pour réduire de façon conséquente les frictions et permettre une insertion facile



- Extrémité renforcée pour réduire l'effet accordéon au cours de l'introduction
- La correspondance entre la lumière interne du cathéter et l'embout Luer évite l'effet "goulot d'étranglement"



- Polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et un confort du patient amélioré



- Rigidificateur métallique amovible de queue de cochon pour faciliter la mise en place



- Marquage centimétrique du cathéter pour visualiser un éventuel déplacement après sa mise en place
- Rigidificateur souple (seulement pour les gammes Ponction Directe, Drainage et Néphrostomie)



- Indicateur de taille Fr sur l'embout Luer pour faciliter l'identification




- Verrouillage de la queue de cochon par languette amovible

PONCTION

SYSTÈME DE DRAINAGE SKATER™

Gamme Skater™ : Développée pour favoriser un débit de drainage maximal



La gamme des cathéters de drainage SKATER™ propose une gamme complète de cathéters et d'accessoires pour tous les usages, la néphrostomie, le biliaire et les procédures de centèse.

All purpose

- Cathéters pour le drainage percutané d'abcès et collecte de fluides en utilisant la ponction directe ou la technique de Seldinger
- Large gamme de tailles de 6F-16F et 15 cm-60 cm
- Disponible en verrouillable et non verrouillable
- Le stylet trocart facilite le placement à une main (non disponible sur toutes les tailles)
- Conçu pour la technique Seldinger
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

Drainage Néphrostomie

- Cathéters pour le drainage de néphrostomie en utilisant la technique de Seldinger
- Cathéters verrouillables pour une parfaite tenue dans le temps

Drainage biliaire

- Cathéters pour le drainage des voies biliaires
- La bande de marquage radio-opaque offre une vue claire du trou de drainage le plus proximal pour un placement précis dans les voies biliaires
- Trous de drainage supplémentaires pour le drainage du canal biliaire et du duodénum
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

Egalement disponibles

- Kits d'introduction SKATER™
- Kits SKATER™
- SKATER™ Centesis
- SKATER™ mini-loop
- Aiguilles et gaines d'introduction (ISN)
- Système d'accès d'aiguilles HAWKINS™
- Poches de drainage
- Système de fixation de cathéter SKATER™ FIX





DRAINAGE PLEURAL SKATER™ CENTESIS


DRAINAGE SKATER™ MINI-LOOP ALL PURPOSE

AIGUILLES CATHÉTER
SKATER™ CENTESIS

Conçues pour des aspirations percutanées de liquides et pour des drainages de petit volume



- Un bouchon à évent permet à l'air de sortir du cathéter durant l'insertion tout en protégeant le clinicien des projections de liquide
- Une aiguille d'introducteur à Luer-Lock permet une mise en place en sécurité avec une seule main ; l'aiguille de type stylet creux permet d'aspirer les liquides avant de retirer le stylet
- La pointe d'aiguille échogène facilite la visualisation durant la mise en place par échoguidage
- L'extrémité effilée du cathéter assure une bonne transition entre le cathéter et l'aiguille afin de faciliter l'insertion
- Quatre trous latéraux situés à l'extrémité distale du cathéter facilitent le drainage des petites cavités



AIGUILLES CATHETER SKATER™ CENTESIS		
Désignation	Cond.	Référence
4F x 7 cm	Bte de 5	700304007
4F x 10 cm	Bte de 5	700304010
4F x 15 cm	Bte de 5	700304015
5F x 7 cm	Bte de 5	700305007
5F x 10 cm	Bte de 5	700305010
5F x 15 cm	Bte de 5	700305015
5F x 20 cm	Bte de 5	700305020

STERILE EO

Indications médicales : Les cathéters SKATER™ Centesis sont destinés à être utilisés pour les procédures de drainage de faibles volumes et les aspirations percutanées de liquides.

CATHÉTERS DE DRAINAGE
SKATER™ MINI-LOOP

Cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop avec queue de cochon verrouillable



Nouveau !
Spécial drainage
petites cavités



40 % plus petit

- Avec l'introduction du cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop, notre famille de cathéters de drainage vous offrent encore plus de flexibilité et permettent la réalisation de drainages en pédiatrie ou dans des petites cavités.
- Les cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop permettent une insertion facile pour un drainage maximal.
- Les cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop conviennent au drainage percutané des abcès ou des liquides prélevés dans de petites cavités par la technique de la ponction directe ou dans les reins par la technique de Seldinger.
- Bénéfices produit :
 - 40 % plus petits que les cathéters standards
 - Compatibles avec l'alcool et la doxycycline
 - Recommandés pour le confort des patients
 - Verrouillable pour un parfait maintien en position

Chaque set comprend :

- 1 cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop
- 1 trocart stylet Choice Lock pour la technique en ponction directe
- 1 redresseur de queue de cochon amovible
- 1 canule de raidissement rigide en métal
- 1 système de verrouillage avec languette amovible



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE MINI-LOOP					
Désignation	Taille max. du guide	Stylet trocart	Taille du trocart	Cond.	Référence
6F x 15 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606015
6F x 20 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606020
6F x 25 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606025
7F x 15 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758607015
7F x 25 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758607025
8F x 15 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758608015
8F x 25 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758608025
10F x 15 cm	.038"	Oui	17G	Bte de 5	758610015
10F x 25 cm	.038"	Oui	17G	Bte de 5	758610025
12F x 15 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758612015
12F x 25 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758612025
14F x 25 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758614025

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater Mini Loop ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).



DRAINAGE SKATER™ ALL PURPOSE

CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ VERROUILLABLE

Cathéters de drainage SKATER™
avec queue de cochon verrouillable



- Cathéters pour le drainage percutané des abcès selon la technique de ponction directe ou selon la technique Seldinger
- **Large gamme de tailles de 6F à 16F et de 15cm à 60cm**
- Le stylet de trocart Choice Lock™ permet un drainage d'abcès d'une seule main (non disponible sur toutes les tailles)
- Les cathéters de drainage SKATER™ sont en polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite.
- Les cathéters comportent un revêtement hydrophile SLIP-COAT™ pour une friction minimale durant l'insertion.
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Traumatismes et ulcérations tissulaires minimales pour augmenter le confort du patient
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

Chaque set comprend :

- 1 cathéter Skater
- 1 redresseur de queue de cochon amovible
- 1 rigidificateur métallique
- 1 rigidificateur souple (non disponible en 6F et 7F)
- 1 système de verrouillage à languette amovible



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE						
Désign.	Taille guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Réf.
6F x 15 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606015
6F x 20 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606020
6F x 25 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606025
6F x 35 cm	.035"	Non	Non		Bte de 5	756606035
7F x 15 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607015
7F x 20 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607020
7F x 25 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607025
8F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608015
8F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608020
8F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608025
8F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608030
8F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756608035
8F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756608045
10F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610015
10F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610020
10F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610025
10F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610030
10F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610035
10F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610045
10F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610060

SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE						
Désign.	Taille guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Réf.
12F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612015
12F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612020
12F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612025
12F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612030
12F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612035
12F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612045
12F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612060
14F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614015
14F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614020
14F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614025
14F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614030
14F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614035
14F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614045
14F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614060
16F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756616025
16F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756616030
16F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616035
16F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616045
16F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616060

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).

PONCTION

DRAINAGE SKATER™ ALL PURPOSE

CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ NON VERROUILLABLE

Cathéters de drainage SKATER™
avec queue de cochon non verrouillable



- Cathéters pour le drainage percutané des abcès selon la technique de ponction directe ou selon la technique Seldinger
- **Large gamme de tailles de 6F à 16F et de 15cm à 60cm**
- Le stylet de trocart Choice Lock™ permet un drainage d'abcès d'une seule main (non disponible sur toutes les tailles)
- Les cathéters de drainage SKATER™ sont en polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite.
- Les cathéters comportent un revêtement hydrophile SLIP-COAT™ pour une friction minimale durant l'insertion.
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Traumatismes et ulcérations tissulaires minimales pour augmenter le confort du patient
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

Chaque set comprend :


- 1 cathéter Skater
- 1 redresseur de queue de cochon amovible
- 1 rigidificateur métallique
- 1 rigidificateur souple (non disponible en 6F et 7F)



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON NON VERROUILLABLE						
Désignation	Taille max. du guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Référence
6F x 15 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106015
6F x 20 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106020
6F x 25 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106025
7F x 20 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756107020
7F x 25 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756107025
8F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108020
8F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108025
8F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108030
10F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110020
10F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110025
10F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110030
12F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756112020
12F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756112025
14F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756114020
14F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756114025
16F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756116025

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).



DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL NÉPHROSTOMIE

KITS NÉPHROSTOMIE

Kits de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon verrouillable et fil guide d'accès .018" x 80 cm

- Ponction par aiguille fine, avec une aiguille trocart 21G, un guide d'accès de .018" en acier inoxydable ou en nitinol et un dilateur co-axial 6 French, qui permet la mise en place atraumatique d'un guide Amplatz de .035"
- Cathéter de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon verrouillable et rigidificateur métallique ou flexible



KITS DE NÉPHROSTOMIE INTRODUCTEUR SKATER™ AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE ET FIL GUIDE D'ACCÈS							
Désignation	Fil guide d'accès	Guide Amplatz	Aiguille Trocart	Dilatateur co-axial	Dilatateurs	Cond.	Référence
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 25 cm	Acier inoxydable .018" x 80 cm	.035" x 90 cm	21G x 15 cm	6F x 18 cm	8F x 20 cm	Bte de 5	767308000
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	Nitinol de .018" x 80 cm	.035" x 90 cm	21G x 15 cm	6F x 18 cm	8F x 20 cm	Bte de 5	767308300
Kit Néphrostomie SKATER™ 10F x 35 cm	Acier inoxydable .018" x 80 cm	.035" x 90 cm	21G x 15 cm	6F x 18 cm	8F, 10F	Bte de 5	767310000
Kit Néphrostomie SKATER™ 10F x 35 cm	Nitinol de .018" x 80 cm	.035" x 90 cm	21G x 15 cm	6F x 18 cm	8F, 10F	Bte de 5	767310300
Kit Néphrostomie SKATER™ 12F x 35 cm	Acier inoxydable .018" x 80 cm	.035" x 90 cm	21G x 15 cm	6F x 18 cm	8F, 10F, 12F	Bte de 5	767312000

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage transcutané de néphrostomie.

INTRODUCTEURS NÉPHROSTOMIE

Ensembles introducteur SKATER™ complets

ENSEMBLES INTRODUCTEUR SKATER™ COMPLET						
Désignation	Dilatateur co-axial	Dilatateur	Aiguille CHIBA	Guide	Guide d'accès en nitinol	Cond.
Ensemble complet	6F x 18 cm	7F x 20 cm	22 G x 15 cm	HD en courbe J 3 mm .035" (0.89 mm) x 100 cm	018" (0.89mm) x 80 cm	Bte de 1
Ensemble complet	6F x 18 cm	8F x 20 cm	22 G x 15 cm	HD en courbe J 3 mm .035" (0.89 mm) x 100 cm	018" (0.89mm) x 80 cm	Bte de 1

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage transcutané de néphrostomie.

ABCÈS/NÉPHROSTOMIE

DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL NÉPHROSTOMIE

KITS NÉPHROSTOMIE

Kits de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon verrouillable




- Aiguille pour ponction 18G avec stylet pour une insertion rapide du guide Amplatz WORKER™ résistant, flexible et lisse
- Cathéter de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon verrouillable et rigidificateur métallique ou flexible
- Extrémité distale enduite du revêtement SLIP-COAT™ pour une insertion facile
- Lumière de grand diamètre et grands trous de drainage ovales pour une capacité de drainage maximale



KITS DE NÉPHROSTOMIE SKATER™ AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE							
Désignation	Aiguille Chiba	Aiguille Ponction	Guide Amplatz WORKER	Dilatateurs	Raccord Poche	Cond.	Référence
Kit Néphrostomie SKATER™ 6F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757306600
Kit Néphrostomie SKATER™ 6F x 35 cm	22G x 20 cm	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757306700
Kit Néphrostomie SKATER™ 7F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 7F	-	Bte de 5	757307000
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F	-	Bte de 5	757308000
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757308600
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	22G x 20 cm	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757308700
Kit Néphrostomie SKATER™ 10F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F, 10F	-	Bte de 5	757310000
Kit Néphrostomie SKATER™ 12F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F	-	Bte de 5	757312000
Kit Néphrostomie SKATER™ 14F x 35 cm	22G x 20 cm	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F, 14F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757314700

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage transcutané de néphrostomie.




DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL NÉPHROSTOMIE

KITS NÉPHROSTOMIE

Kits de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon non verrouillable



- Aiguille pour ponction 18G avec stylet pour une insertion rapide du guide
- Amplatz WORKER™ résistant, flexible et lisse
- Cathéter de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon non verrouillable et rigidificateur métallique ou flexible
- Extrémité distale enduite du revêtement SLIP-COAT™ pour une insertion facile
- Lumière de grand diamètre et grands trous de drainage ovales pour une capacité de drainage maximale



KITS DE NÉPHROSTOMIE SKATER™ AVEC QUEUE DE COCHON NON VERROUILLABLE					
Désignation	Aiguille Ponction	Guide	Dilatateurs	Condt.	Référence
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	Amplatz de .035" x 90 cm	6F, 8F	Bte de 5	750308000
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	HD en J de .035" x 100 cm	6F, 8F	Bte de 5	750308100
Kit Néphrostomie SKATER™ 10F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	Amplatz .035" x 90 cm	6F, 8F, 10F	Bte de 5	750310000
Kit Néphrostomie SKATER™ 12F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	Amplatz .035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F	Bte de 5	750312000
Kit Néphrostomie SKATER™ 14F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	Amplatz .035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F, 14F	Bte de 5	750314000

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage transcutané de néphrostomie.

ABCÈS/NÉPHROSTOMIE

DRAINAGE SKATER™ MINI-LOOP ALL PURPOSE

CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ MINI-LOOP

Cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop avec queue de cochon verrouillable



Nouveau !
Spécial drainage
petites cavités



40 % plus petit

- Avec l'introduction du cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop, notre famille de cathéters de drainage vous offrent encore plus de flexibilité et permettent la réalisation de drainages en pédiatrie ou dans des petites cavités.
- Les cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop permettent une insertion facile pour un drainage maximal.
- Les cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop conviennent au drainage percutané des abcès ou des liquides prélevés dans de petites cavités par la technique de la ponction directe ou dans les reins par la technique de Seldinger.
- Bénéfices produit :
 - 40 % plus petits que les cathéters standards
 - Compatibles avec l'alcool et la doxycycline
 - Recommandés pour le confort des patients
 - Verrouillable pour un parfait maintien en position

Chaque set comprend :


- 1 cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop
- 1 trocart stylet Choice Lock pour la technique en ponction directe
- 1 redresseur de queue de cochon amovible
- 1 canule de raidissement rigide en métal
- 1 système de verrouillage avec languette amovible



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE MINI-LOOP					
Désignation	Taille max. du guide	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Référence
6F x 15 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606015
6F x 20 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606020
6F x 25 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606025
7F x 15 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758607015
7F x 25 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758607025
8F x 15 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758608015
8F x 25 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758608025
10F x 15 cm	.038"	Oui	17G	Bte de 5	758610015
10F x 25 cm	.038"	Oui	17G	Bte de 5	758610025
12F x 15 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758612015
12F x 25 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758612025
14F x 25 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758614025

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater Mini Loop ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).



DRAINAGE SKATER™ ALL PURPOSE

DRAINAGE SKATER™ ALL PURPOSE

CATHÉTERS DE DRAINAGE
SKATER™ VERROUILLABLE

Cathéters de drainage SKATER™
avec queue de cochon verrouillable



- Cathéters pour le drainage percutané des abcès selon la technique de ponction directe ou selon la technique Seldinger
- **Large gamme de tailles de 6F à 16F et de 15cm à 60cm**
- Le stylet de trocart Choice Lock™ permet un drainage d'abcès d'une seule main (non disponible sur toutes les tailles)
- Les cathéters de drainage SKATER™ sont en polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite.
- Les cathéters comportent un revêtement hydrophile SLIP-COAT™ pour une friction minimale durant l'insertion.
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Traumatismes et ulcérations tissulaires minimales pour augmenter le confort du patient
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

Chaque set comprend :

- 1 cathéter Skater
- 1 redresseur de queue de cochon amovible
- 1 rigidificateur métallique
- 1 rigidificateur souple (non disponible en 6F et 7F)
- 1 système de verrouillage à languette amovible



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE						
Désign.	Taille guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Réf.
6F x 15 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606015
6F x 20 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606020
6F x 25 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606025
6F x 35 cm	.035"	Non	Non		Bte de 5	756606035
7F x 15 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607015
7F x 20 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607020
7F x 25 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607025
8F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608015
8F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608020
8F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608025
8F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608030
8F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756608035
8F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756608045
10F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610015
10F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610020
10F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610025
10F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610030
10F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610035
10F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610045
10F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610060

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).

CATHÉTERS DE DRAINAGE
SKATER™ NON VERROUILLABLE

Cathéters de drainage SKATER™
avec queue de cochon non verrouillable



- Cathéters pour le drainage percutané des abcès selon la technique de ponction directe ou selon la technique Seldinger
- **Large gamme de tailles de 6F à 16F et de 15cm à 60cm**
- Le stylet de trocart Choice Lock™ permet un drainage d'abcès d'une seule main (non disponible sur toutes les tailles)
- Les cathéters de drainage SKATER™ sont en polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite.
- Les cathéters comportent un revêtement hydrophile SLIP-COAT™ pour une friction minimale durant l'insertion.
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Traumatismes et ulcérations tissulaires minimales pour augmenter le confort du patient
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

Chaque set comprend :


- 1 cathéter Skater
- 1 redresseur de queue de cochon amovible
- 1 rigidificateur métallique
- 1 rigidificateur souple (non disponible en 6F et 7F)



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON NON VERROUILLABLE						
Désignation	Taille max. du guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Référence
6F x 15 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106015
6F x 20 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106020
6F x 25 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106025
7F x 20 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756107020
7F x 25 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756107025
8F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108020
8F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108025
8F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108030
10F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110020
10F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110025
10F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110030
12F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756112020
12F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756112025
14F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756114020
14F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756114025
16F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756116025

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).



DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL BILIAIRE

DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL BILIAIRE

SPÉCIAL DRAINAGE BILIAIRE

Cathéters de drainage biliaire SKATER™ seuls



Les cathéters de drainage biliaire SKATER™ sont utilisés pour drainer les voies biliaires et sont placés selon la technique de Seldinger.

- Bande de marquage radio-opaque qui fournit une bonne visibilité du dernier trou de drainage, pour un placement précis dans les voies biliaires
- Polyuréthane souple pour une résistance à la plicature et une mémoire de forme
- Revêtement hydrophile pour une insertion facile
- Grandes trous de drainage ovales et grande lumière pour une capacité de drainage optimale
- Comprend : cathéter de drainage biliaire SKATER™ avec un rigidificateur métallique, un rigidificateur souple, un redresseur de queue de cochon amovible et un système de verrouillage avec languette amovible. Trous de drainage additionnels pour le drainage des conduits biliaires vers le duodenum.



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE BILIAIRE
AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE

Désignation	Condt.	Référence
8F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755308040
10F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755310040
12F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755312040

SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE BILIAIRE
AVEC QUEUE DE COCHON NON VERROUILLABLE

Désignation	Condt.	Référence
8F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755208040
10F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755210040
12F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755212040

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater biliaire est destiné au drainage biliaire transcutané.

SPÉCIAL DRAINAGE BILIAIRE

Ensemble introducteur SKATER™
Accès biliaire pour l'introduction sans guide de .035" ou .038"

ENSEMBLES INTRODUCTEURS SKATER™ ACCÈS BILIAIRE POUR L'INTRODUCTION D'UN GUIDE DE .035" OU .038"

Désignation	Aiguille Trocart	Aiguille Chiba	Guide d'accès	Dilatateur co-axial	Condt.	Référence
Ensemble d'accès biliaire	21G x 15 cm	-	Acier inoxydable de .018" x 80 cm	6F x 26 cm	Bte de 5	651406000
Ensemble d'accès biliaire	21G x 15 cm	-	Nitinol de .018" x 80 cm	6F x 26 cm	Bte de 5	651406300

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage biliaire transcutané.

SPÉCIAL DRAINAGE BILIAIRE

Kits introducteur drainage biliaire SKATER™
avec queue de cochon verrouillable



- Ponction par aiguille fine, avec une aiguille trocart 21G, un guide d'accès de .018" en acier inoxydable ou en nitinol et un dilatateur co-axial 6 French, qui permet la mise en place atraumatique du guide Amplatz de .035"
- Cathéter de drainage biliaire SKATER™ avec queue de cochon verrouillable et rigidificateur métallique ou flexible
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite



KITS DE DRAINAGE BILIAIRE SKATER™ AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE

Désignation	Aiguille Trocart	Guide d'accès	Dilatateur co-axial	Guide Amplatz	Dilatateur	Maintien	Condt.	Référence
Ensemble 8F avec cathéter biliaire SKATER™ 8F x 40 cm	21G x 15 cm	Nitinol .018" x 80 cm	6F x 26 cm	.035" x 150 cm	8F x 20 cm	Skin Fix™	Bte de 5	765308300
Ensemble 10F avec cathéter biliaire SKATER™ 10F x 40 cm	21G x 15 cm	Nitinol .018" x 80 cm	6F x 26 cm	.035" x 150 cm	8F x 20 cm et 10F x 20 cm	Skin Fix™	Bte de 5	765310300

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage biliaire transcutané.

SPÉCIAL DRAINAGE BILIAIRE


Ensemble introducteur SKATER™
Accès biliaire pour l'introduction avec guide de .035" x 150 cm

ENSEMBLE INTRODUCTEUR BILIAIRE SKATER™ COMPLET

Désignation	Aiguille Trocart	Guide d'accès	Dilatateur co-axial	Guide Amplatz	Dilatateur	Condt.	Référence
Ensemble complet	21G x 15 cm	Nitinol .018" x 80 cm	6F x 26 cm	.035" (0.89 mm) x 150 cm	8F x 20 cm	Bte de 5	654306200

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage biliaire transcutané.



DRAINAGE SKATER™

DRAINAGE SKATER™ - FIXATIONS

ENSEMBLES INTRODUCTEURS SKATER™


Ensembles Introduceurs SKATER™ pour drainage en technique SELDINGER

ARGON



Les ensembles introduceurs SKATER™ permettent une mise en place aisée, précise et atraumatique de guides de .035" ou .038" dans des procédures non vasculaires.

- Un anneau marqueur en platine encastré améliore la visualisation pour un positionnement radioscopique précis.
- Le dilateur 4F associé à la gaine 6F et au rigidificateur souple facilitent le placement sur le guide.
- Le trou situé à l'extrémité de la gaine permet de passer simultanément des guides .018" et .038".
- Le marqueur radio-opaque situé à l'extrémité de la gaine améliore sa visibilité.



Ensemble Introduceur Skater™ sans guide .035" ou .038"

• Introduceur avec Aiguille trocart

ENSEMBLES INTRODUCTEUR SKATER™ POUR L'INTRODUCTION D'UN GUIDE DE .35" OU .38"		
Désignation	Cond.	Référence
Ensemble, aiguille trocart 21G x 15 cm, guide d'accès en acier inoxydable .018" x 80 cm, introduceur co-axial 6F x 18 cm avec dilateur 4F	Bte de 5	651506000
Ensemble, aiguille trocart 21G x 15 cm, guide d'accès en nitinol .018" x 80 cm, introduceur co-axial 6F x 18 cm avec dilateur 4F	Bte de 5	651506300

• Introduceur avec Aiguille de Chiba

ENSEMBLES INTRODUCTEUR SKATER™ POUR L'INTRODUCTION D'UN GUIDE DE .35" OU .38"		
Désignation	Cond.	Référence
Ensemble, aiguille de Chiba 21G x 15 cm, guide d'accès en acier inoxydable .018" x 80 cm, introduceur co-axial 6F x 18 cm avec dilateur 4F	Bte de 5	655506000
Ensemble, aiguille de Chiba 21G x 15 cm, guide d'accès en nitinol .018" x 80 cm, introduceur co-axial 6F x 18 cm avec dilateur 4F	Bte de 5	655506300

Ensemble Introduceur Skater™ complet avec guide .035"

ENSEMBLE INTRODUCTEUR SKATER™ COMPLET		
Désignation	Cond.	Référence
Ensemble, aiguille trocart 21G x 15 cm, guide d'accès en nitinol de .018" x 80 cm, dilateur co-axial 6F x 18 cm, guide Amplatz .035" (0.89 mm) x 150 cm	Bte de 5	654506200

STERILE EO

Indications médicales : Ensemble introduceur pour ponction à l'aiguille fine et dilatation de tissus pour mise en place d'un guide 0.035" ou 0.038" dans des procédures non vasculaires.

SKATER™ FIX

Réduit les risques de dislocation du cathéter, sans suture

ARGON



SKATER™ FIX est un dispositif de fixation de cathéter sans latex qui comprend un support central mince à adhésif hydrocolloïde et qui est recouvert d'un adhésif non-tissé de qualité médicale.

Un bloc support en mousse souple et un velcro empêchent le cathéter de se plicaturer.

Le cathéter est fixé mécaniquement avec un velcro et une longueur minime de ruban est en contact direct avec le cathéter. La couverture en velcro peut être ouverte pour inspecter le site de la ponction. De cette manière, vous avez la possibilité de surveiller l'absence d'infection ou de fuite chaque fois que nécessaire.

Avantages

- Sans latex
- Ancrage en toute sécurité du cathéter de drainage pendant une durée pouvant atteindre une semaine
- Permet d'inspecter le site de la ponction sans changer le pansement
- Facile à changer
- Risque minime de dislocation du cathéter durant le remplacement du disque de fixation
- Pont en mousse pour empêcher le cathéter de se plier
- Cathéter propre sans résidus de ruban
- Ajustable à des cathéters de calibre 5 à 16 French
- Porteur hydrocolloïde pour absorber les liquides organiques du site de la ponction
- Risque minime d'irritation cutanée
- Le disque suit le profil et les mouvements du patient

DISPOSITIF DE FIXATION DE CATHÉTER SKATER™ FIX		
Désignation	Cond.	Référence
Dispositif de fixation de cathéter sans latex	Bte de 25	802500001

STERILE EO

Indications médicales : Dispositif de fixation destiné au maintien de tout type de cathéters de drainage percutané ou transcutané de calibre 5F à 16F.

À FAIRE DÈS RÉCEPTION...

PROCÉDURES À LA RÉCEPTION DE VOTRE MARCHANDISE

- 1° Lors de la livraison de votre commande, contrôlez toujours **L'ETAT DE VOTRE EMBALLAGE** et **DE VOTRE MARCHANDISE** en présence du transporteur.
Ne signez aucun document avant d'avoir fait ces contrôles.
- 2° En cas de difficultés avec le transporteur, contactez votre conseiller commercial au **+33(0)2 48 50 88 77**.

QUE FAIRE SI L'EMBALLAGE EST DÉTÉRIORÉ ?

- 1° **REFUSEZ** systématiquement **LE COLIS**.
- 2° Mentionnez sur le récépissé de livraison : **« MARCHANDISE REFUSÉE-COLIS ENDOMMAGÉ »**.
- 3° Signez le récépissé et veillez à ce que le transporteur reparte avec toute la marchandise.
- 4° Contactez immédiatement votre conseiller commercial au **+33(0)2 48 50 88 77**.

QUE FAIRE SI L'EMBALLAGE EST INTACT ?

- 1° **DÉBALLEZ** la marchandise **EN PRÉSENCE DU TRANSPORTEUR**, vérifiez qu'elle est en bon état.
Si c'est le cas, signez le récépissé et conservez la marchandise.
- 2° Si la marchandise est **détériorée** ou si vous **constatez des manques** par rapport à votre commande, indiquez le, de la façon la plus précise possible, sur le bordereau de livraison.
Contactez votre conseiller commercial au **+33(0)2 48 50 88 77**.
- 3° **Dans les 3 jours qui suivent la livraison, vous devez impérativement confirmer, par lettre recommandée avec AR adressée au transporteur, les dommages ou les manques constatés lors de la livraison.**
Nous adresser dans le même temps une copie de votre courrier.

RAPPELS IMPORTANTS

- 1° Article L 133-3 du code de commerce :
« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».
- 2° En cas de doute lors d'une livraison, **n'indiquez jamais** sur le récépissé **« Sous réserve de déballage »**. Cette mention n'a aucune valeur juridique et ne peut donner droit à quelque dédommagement que ce soit.
- 3° Les produits réceptionnés par vos soins, sans émission de réserves à la livraison, et sans confirmation par lettre recommandée adressée au transporteur dans les 3 jours qui suivent la livraison, ne pourront ouvrir droit à dédommagement de la part du transporteur ou de l'expéditeur.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- 1) PRÉAMBULE
Nos conditions de vente sont seules valables et réputées acceptées par l'acheteur. Elles sont opposables à toute condition générale d'achat. Toute clause contraire doit faire l'objet d'un accord écrit.
- 2) FORMATION DU CONTRAT
Le contrat est formé dès réception d'une commande (téléphone, télécopie ou autre).
- 3) REDACTION DES COMMANDES
Nous recommandons d'utiliser les références et désignations de nos catalogues et tarifs. Si une erreur de livraison devait survenir par suite d'une imprécision, nous en déclinons toute responsabilité; les frais de retour seraient à la charge de l'acheteur. (Voir article 8).
• Respecter le minimum de colisage lorsqu'une telle disposition est prévue
• Indiquer le mode d'expédition souhaité.
• Tous nos appareils sont fournis en 230 V-50 HZ avec prises aux normes européennes. Tension et prises différentes nous consulter.
- 4) DOCUMENTATION
Les illustrations du catalogue montrent les appareils et articles tels qu'ils ont été construits au moment de la publication, le vendeur se réservant le droit d'introduire toute modification ou amélioration.
- 5) EMBALLAGE
Les appareils sont emballés individuellement.
Les emballages ne sont pas repris.
Les expéditions sont préparées au mieux de l'intérêt de l'acheteur et lors des groupages, le matériel est mis sur palette(s).
- 6) EXPEDITION
S'il le désire, le délai de livraison sera notifié à l'acheteur. Il s'agit dans tous les cas, d'un délai indicatif. Il n'oblige pas le vendeur qui ne pourra en aucun cas être tenu au versement d'une quelconque indemnité si le délai annoncé ne pouvait être respecté.
Les retards de livraison éventuels ne pourront justifier l'annulation de la commande par l'acheteur.
- 7) MONTAGE
Pour les articles livrés démontés, le montage reste à la charge de l'acheteur et est effectué sous sa seule responsabilité, sauf accord préalable entre l'acheteur et le vendeur.
- 8) ASSURANCE ET TRANSPORT
• Nos marchandises voyagent aux frais et risques du destinataire sans dérogation à cette clause.
• Lors de la livraison, l'acheteur, ou son réceptionnaire, est tenu de déballer la marchandise et de vérifier son bon état en présence du transporteur.
Si la marchandise est détériorée ou s'il constate des manques par rapport à la commande, l'acheteur devra l'indiquer de la façon la plus précise possible sur le bordereau de livraison qu'il remettra au transporteur.
Dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception des marchandises, l'acheteur devra notifier par lettre recommandée au transporteur sa réclamation détaillée.
Si cette formalité, ou toute autre prévue par l'article L 133-3 du code de commerce, n'est pas accomplie, l'acheteur se trouvera privé de son droit d'agir en responsabilité contre le transporteur.
Dans un délai de 8 jours, l'acheteur nous fera parvenir copie de sa lettre de réclamation au transporteur.
• Si l'emballage est détérioré, l'acheteur devra refuser la livraison et indiquer sur le bordereau de livraison « colis endommagé ».
- 9) RETOURS
• Aucun retour, sans autorisation écrite de notre part, ne sera accepté. Le retour doit être accompagné d'un bordereau faisant référence à la facture et au bon de livraison d'origine ainsi que les motifs du retour.
• Toute reprise de matériel se fera avec une moins value de 20 % sous réserve de son état.
• Les fabrications spéciales ne sont pas reprises.
- 10) PRIX ET CONDITIONS
• Les ventes se font au départ de notre adresse administrative et commerciale.
• Frais de configuration et paramétrage en sus
• Fabrication spéciale : sauf accord particulier, paiement 50% à la commande, le solde aux conditions habituelles.
• TVA applicable à ce jour en France 20%.
- 11) PAIEMENTS
• Nos factures sont payables à notre adresse administrative et commerciale.
• Sauf stipulation contraire, nos livraisons sont payables par chèque ou virement :
- D'avance
- Contre remboursement
- 15 jours après réception de la facture
• Conformément à la LME n° 2008-776 du 04 août 2008, tout règlement effectué après l'échéance entraînera une pénalité de retard fixée à 3 fois le taux d'intérêt légal, sans que le vendeur n'effectue de formalités spécifiques.
• Toute réclamation des sommes dues, envoyée en recommandé avec AR, est considérée comme une sommation de payer.
• Les réclamations relatives à la facturation, doivent nous parvenir dans les 8 jours suivant la réception de facture. Toute facture non contestée dans ce délai sera réputée acceptée par l'acheteur.
- 12) CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
1 - A compter de l'enlèvement de la marchandise (départ usine), la garde et les risques des marchandises sont transférés à l'acheteur.
2 - Conformément aux termes de la loi 80.355 du 12 mai 1980 nous conservons la propriété des marchandises vendues jusqu'à paiement effectif de l'intégralité de leur prix en principal et accessoires ; jusqu'à ce moment l'acheteur aura la qualité de dépositaire des produits impayés.
3 - Ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause la remise d'un titre créant une obligation de payer (effet de commerce ou autre).
4 - Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des marchandises.
- 13) GARANTIE CONSTRUCTEUR POUR LES MATERIELS ET APPAREILLAGES
• Le vendeur prend la responsabilité de remédier à tous défauts de ses appareils
• Cette garantie est valable pendant une période de 1 an pour tout vice de fabrication.
La période de garantie commence à la date de livraison de la marchandise et au plus tard dans les 30 jours suivant la date contractuelle à laquelle la marchandise a été mise à la disposition de l'acheteur.
• Si un défaut apparaît, l'acheteur doit en informer le vendeur qui doit y remédier dans les plus brefs délais. Le vendeur se réserve la possibilité de réparer ou d'échanger le matériel à ses frais.
• En aucun cas, le vendeur n'aura à verser une compensation à l'acheteur.
• Cette garantie ne s'applique qu'aux conditions particulières spécifiées sur notre pro forma.
• En aucun cas, l'article ne sera remboursé.
- 14) EXPORT
Facturation H.T. départ de notre entrepôt en Euros.
Frais d'emballage en sus (Avion ou maritime à préciser).
Transport et assurance à la charge du destinataire.
- 15) ARBITRAGE
En cas de contestation ou de litige et quelle que soit l'importance de ceux-ci, le Tribunal de Commerce de Bourges est seul compétent.



Spécialiste des consommables pour l'imagerie médicale

7 place Louis LACOMBE
18000 BOURGES

Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77

Fax : +33 (0)2 48 50 88 79

contact@api2000.fr

**Tous nos produits sur
www.api2000.fr**





Spécialiste des consommables et DMS pour l'imagerie médicale



CATALOGUE SPÉCIFIQUE DU MARCHÉ

DM MATÉRIELS ET CONSOMMABLES

2025-2027



Conditions du marché

Cette année 2025, nous avons le plaisir de vous proposer notre catalogue spécialement consacré au marché gagné avec Helpévia. Une fois encore, les équipes du Laboratoire API 2000 ont su sélectionner une gamme spécifique pour le marché des «DM matériels et consommables».

Parmi ce marché vous découvrirez différents lots comme :

- biopsie,
- consommables pour archivage,
- produits médicaux,
- champs de protection,
- drainage.

Nous aurons l'immense plaisir de tous vous retrouver tout au long de l'année sur différents salons et lors des Journées Francophones de Radiologie à Paris.

Bien entendu, nous restons très vigilants quant à la qualité du mode de fonctionnement qui nous distingue :

- un seul interlocuteur dédié : votre conseiller commercial vous accompagne dans toutes vos démarches,
- notre mode de commercialisation par téléphone ne perturbe pas votre activité professionnelle : votre conseiller est à votre écoute au moment qui vous convient,
- maîtrise des délais : plus de 90% de nos produits sont en stock permanent,
- un département Produits pour apporter une solution à vos besoins spécifiques,
- un service d'assistance technique à votre écoute,
- une gestion économique et simplifiée de vos achats par la centralisation annuelle de vos commandes et le cadencement des livraisons en fonction de vos besoins,
- pas d'immobilisation de trésorerie : une facturation par livraison,
- l'ensemble de nos activités est à la norme ISO 9001 : 2015.

Pour plus d'informations sur nos produits, n'hésitez à consulter notre site internet : www.api2000.fr

DM MATÉRIELS ET CONSOMMABLES

Date de début : 01/04/25

Date de fin : 31/03/27

Minimum de commande : 120€ HT


Délais de livraison : sous 48/72 heures selon les disponibilités en stock

Frais de port

Informations techniques et tarifaires du catalogue non contractuelles, sous réserve de modifications.

SOMMAIRE

Votre contact personnalisé, région par région



nordest@api2000.fr

NORD-EST : 02 48 50 88 76

centreouest@api2000.fr

CENTRE-OUEST : 02 48 50 88 78

parisidf1@api2000.fr

75 Rive Gauche, 78, 91, 92, 95

ILE DE FRANCE : 02 48 50 88 74

parisidf2@api2000.fr

75 Rive Droite, 77, 93, 94

ILE DE FRANCE : 02 48 50 70 23

sudest@api2000.fr

SUD-EST : 02 48 50 88 72

sudouest@api2000.fr

SUD-OUEST : 02 48 50 88 70

export@api2000.fr

EXPORT : +33 2 48 66 04 15

domtom@api2000.fr

DOM-TOM : 02 48 66 04 15



BIOPSIE

p **08**



CONSOMMABLES POUR ARCHIVAGE

p **40**



PRODUITS MÉDICAUX

p **44**




CHAMPS DE PROTECTION

p **56**

**Spécialiste des consommables pour
l'imagerie médicale**




BIOPSIE HISTOLOGIQUE AUTOMATIQUE




Découvrez la nouvelle génération de pistolets BioPince™ Ultra, qui associe la performance éprouvée de la BioPince™ et la recherche clinique pour des résultats supérieurs.

Prélèvement avec pistolet BioPince™



Prélèvement avec pistolet traditionnel



Prélèvement de
tissus jusqu'à 59 %
supérieur


Rendez-vous dès la page 18 pour
découvrir la BioPince™ Ultra !



**L'offre globale pour les consommables
et les accessoires de l'imagerie médicale**

Retrouvez l'ensemble de nos consommables d'imagerie
sur le catalogue général API 2000

Tous nos produits sur www.api2000.fr



Découvrez toutes les sélections
d'accessoires, matériels et consommables médicaux :

- Radioprotection et Contrôle Qualité Tome 1
- Dispositifs médicaux stériles Tome 2
- Imagerie de coupe Tome 3
- Imagerie conventionnelle et interventionnelle Tome 4
- Consommables d'imagerie API 2000 Tome 5
- Imagerie de la femme Tome 6
- Consommables d'imagerie VARAY LABORIX Tome 7





BIOPSIE

BIOPSIE CYTOLOGIQUE

BIOPSIE

CONSOMMABLES POUR ARCHIVAGE

PRODUITS MÉDICAUX

CHAMPS DE PROTECTION

DRAINAGE

PARTIE 1 : BIOPSIE

Aiguilles à biopsie WESTCOTT™.....	09
Aiguilles à biopsie CHIBA CYTOCAN.....	10
Aiguilles à biopsie HEPASHOT.....	11
Guides d'aiguilles à biopsie.....	12
Pistolet et aiguilles à biopsie Pro-Mag™ Ultra 2.2.....	13
Pistolet et aiguilles à biopsie Pro-Mag™ Ultra ST.....	14
Pistolet et aiguilles à biopsie Pro-Mag™ Ultra.....	16
Pistolet à biopsie cylindrique complète Biopince™ Ultra.....	18
Pistolet semi-automatique.....	20
Système de biopsie hépatique par voie transjugulaire Tlab.....	21
Fils de localisation mammaire non repositionnables.....	22

Informations techniques et tarifaires du catalogue non contractuelles, sous réserve de modifications.

AIGUILLES À BIOPSIE DE TISSUS MOUS

Aiguilles à biopsie de tissus mous WESTCOTT™



L'aiguille à biopsie WESTCOTT™ aspire un plus grand volume pour une évaluation cytologique que les aiguilles à biopsie de tissus mous traditionnelles.

- La récolte se fait pendant les déplacements vers l'avant et permet d'aspirer un grand volume
- Une pointe d'aiguille angulée à 30 degrés permet de récolter un groupe de cellules intactes
- Chaque aiguille dispose d'une butée d'aiguille réglable unique permettant de limiter le déplacement vers l'avant, ce qui positionne efficacement la pointe d'aiguille par rapport au site de biopsie
- La canule externe de chaque aiguille porte un marquage centimétrique pour faciliter le positionnement en profondeur
- Disponibles avec une canule externe munie d'une pointe échogène pour améliorer la précision de la mise en place par échoguidage
- Disponibles avec des aiguilles co-axiales

AIGUILLES À BIOPSIE WESTCOTT		
Désignation	Cond.	Référence
20G x 9 cm	Bte de 10	MWN2003
20G x 15 cm	Bte de 10	MWN2006
20G x 20 cm	Bte de 10	MWN2008
22G x 9 cm	Bte de 10	MWN2203
22G x 15 cm	Bte de 10	MWN2206
22G x 20 cm	Bte de 10	MWN2208

STERILE EO



Butée réglable

AIGUILLES À BIOPSIE WESTCOTT ÉCHOGÈNES		
Désignation	Cond.	Référence
20G x 9 cm avec pointe échogène	Bte de 10	MWN2003US
20G x 15 cm avec pointe échogène	Bte de 10	MWN2006US
20G x 20 cm avec pointe échogène	Bte de 10	MWN2008US
22G x 9 cm avec pointe échogène	Bte de 10	MWN2203US
22G x 15 cm avec pointe échogène	Bte de 10	MWN2206US
22G x 20 cm avec pointe échogène	Bte de 10	MWN2208US

STERILE EO



BIOPSIE CYTOLOGIQUE

AIGUILLES CHIBA CYTOCAN À BIOPSIE

Aiguilles à biopsie Cytocan pour biopsie à une main

Aiguille Chiba cytocan pour biopsie à une main.

- Aiguille de ponction développée spécialement pour le diagnostic par ultrasons
- La pointe de l'aiguille échogène facilite le positionnement précis de la pointe de l'aiguille
- Sans danger pour le patient et l'utilisateur, grâce à la butée coulissante réglable
- Aiguille de ponction graduée pour faciliter le placement précis de l'aiguille en profondeur
- Cône Luer transparent pour l'inspection visuelle de l'aspiration
- Embout à code couleur pour une identification facile de la taille de la jauge d'aiguille



AIGUILLES CHIBA CYTOCAN À BIOPSIE		
Désignation	Cond.	Référence
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 18G x 10 cm	Bte de 20	CHIVB1810
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 18G x 15 cm	Bte de 20	CHIVB1815
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 18G x 20 cm	Bte de 20	CHIVB1820
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 18G x 25 cm	Bte de 20	CHIVB1825
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 20G x 10 cm	Bte de 20	CHIVB2010
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 20G x 15 cm	Bte de 20	CHIVB2015
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 20G x 20 cm	Bte de 20	CHIVB2020
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 21G x 10 cm	Bte de 20	CHIVB2110
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 21G x 15 cm	Bte de 20	CHIVB2115
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 21G x 20 cm	Bte de 20	CHIVB2120
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 22G x 10 cm	Bte de 20	CHIVB2210
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 22G x 15 cm	Bte de 20	CHIVB2215
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 22G x 20 cm	Bte de 20	CHIVB2220
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 22G x 25 cm	Bte de 20	CHIVB2225
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 23G x 10 cm	Bte de 20	CHIVB2310
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 23G x 15 cm	Bte de 20	CHIVB2315
Aiguille Chiba cytocan pour biopsie 25G x 5 cm	Bte de 20	CHIVB2505

STERILE EO

BIOPSIE

BIOPSIE CYTOLOGIQUE

AIGUILLES À BIOPSIE HEPASHOT

Aiguilles à biopsie Hepashot pour biopsie à une main



Aiguille Hepashot pour biopsie à une main.

- Conception à une main simplifie le chargement et le fonctionnement tout en permettant une manipulation pratique du transducteur à ultrasons.
- Utilisation sûre et rapide d'une seule main.
- L'extrémité pyramidale permet une insertion facile de l'aiguille.
- Doté d'une canule de conception Menghini pour les prélèvements cylindriques et de grande taille.
- Destiné à être utilisé pour l'examen du foie, des ganglions lymphatiques et la thyroïde.
- Code couleur permet une identification rapide de la taille de la jauge.
- Les marquages de profondeur en centimètres facilitent le placement de l'aiguille.



AIGUILLES À BIOPSIE HEPASHOT		
Désignation	Cond.	Référence
Aiguille Hepashot pour biopsie 16G x 10 cm	Bte de 10	HEPWCO1610
Aiguille Hepashot pour biopsie 16G x 15 cm	Bte de 10	HEPWCO1615
Aiguille Hepashot pour biopsie 16G x 20 cm	Bte de 10	HEPWCO1620
Aiguille Hepashot pour biopsie 18G x 5 cm	Bte de 10	HEPWCO1805
Aiguille Hepashot pour biopsie 18G x 10 cm	Bte de 10	HEPWCO1810
Aiguille Hepashot pour biopsie 18G x 15 cm	Bte de 10	HEPWCO1815
Aiguille Hepashot pour biopsie 20G x 5 cm	Bte de 10	HEPWCO2005
Aiguille Hepashot pour biopsie 20G x 10 cm	Bte de 10	HEPWCO2010
Aiguille Hepashot pour biopsie 20G x 15 cm	Bte de 10	HEPWCO2015
Aiguille Hepashot pour biopsie 20G x 20 cm	Bte de 10	HEPWCO2020
Aiguille Hepashot pour biopsie 21G x 5 cm	Bte de 10	HEPWCO2105
Aiguille Hepashot pour biopsie 21G x 10 cm	Bte de 10	HEPWCO2110
Aiguille Hepashot pour biopsie 21G x 15 cm	Bte de 10	HEPWCO2115

STERILE EO

Indications médicales : L'aiguille de biopsie Hepashot est destinée à être utilisée pour obtenir de la matière de biopsie à partir de tissus tels que le foie, les reins, la prostate, le sein, la thyroïde, le pancréas, la rate et les poumons.



BIOPSIE CYTOLOGIQUE

BIOPSIE HISTOLOGIQUE AUTOMATIQUE STÉRILISABLE

GUIDES D'AIGUILLES À BIOPSIE

Guides d'aiguilles à biopsie Lorad Stereo Loc™ II



Les guides d'aiguilles sont conçus spécifiquement pour être utilisés avec le système de stéréotaxie en position couchée "Lorad Stereo Loc™ II" pour biopsie mammaire au trocart.

- Guides disponibles pour des aiguilles de 14G à 22G
- Guides disponibles en 2 modèles d'angulation : type "fermé" ou type "ouvert"
- Tous les guides d'aiguilles sont conditionnés en sachet unitaire de deux guides, à l'exception du modèle 14 G qui n'a qu'un seul guide par sachet



Guide ouvert



Guide fermé

GUIDES D'AIGUILLES POUR LORAD STEREO LOC II		
Désignation	Condt.	Référence
Type fermé, pour aiguilles de 14G	Bte de 20 unités	LNGC14GX
Type fermé, pour aiguilles de 16G à 19G	Bte de 20 unités	LNGC1619PX
Type fermé, pour aiguilles de 20G à 22G	Bte de 20 unités	LNGC2022YX
Type ouvert, pour aiguilles de 16G à 19G	Bte de 20 unités	LNGO1619PX
Type ouvert, pour aiguilles de 20G à 22G	Bte de 20 unités	LNGO2022YX

STERILE EO

Indications médicales : Guides aiguilles conçus spécifiquement pour être utilisés avec le système de stéréotaxie en position couchée « Lorad Stereo Loc II » pour biopsie mammaire au trocart.

PRO-MAG™ ULTRA 2.2

Pistolet à biopsie automatique projection 22 mm



Le pistolet réutilisable Pro-Mag™ Ultra 2.2 utilise des aiguilles à usage unique pour récolter des prélèvements histologiques de grande qualité.

- Avance par "projection" de 22 mm
- La gachette est actionnée aisément à l'avant ou à l'arrière de l'instrument au choix de l'utilisateur
- Lors du chargement de l'aiguille, une sécurité s'active automatiquement pour empêcher tout déclenchement accidentel
- Récupération aisée du prélèvement sans retirer l'aiguille de l'instrument
- Pistolet stérilisable en autoclave en cycle prion 134°C durée 18 min



PISTOLET POUR BIOPSIE PRO-MAG™ ULTRA 2.2			
Désignation	Projection	Condt.	Référence
Pro-Mag™ Ultra 2.2	22 mm	Bte de 1	7677

STERILE EO

Indications médicales : L'instrument de biopsie automatique Pro-Mag Ultra permet d'obtenir des échantillons de biopsie des tissus mous dans les domaines cliniques suivants :

- **Urologie** : Biopsie transpérinéale ou transrectale de la prostate
- **Radiologie** : Biopsie percutanée des reins, du foie, des poumons et des seins

AIGUILLES À BIOPSIE ACN™

Aiguilles à biopsie ACN™ pour Pro-Mag™ 2.2 et Pro-Mag™ Ultra 2.2

Spécialement conçues pour être utilisées avec les pistolets pour biopsie automatique Pro-Mag™ 2.2 et Pro-Mag™ Ultra 2.2, ces aiguilles à biopsie au trocart de haute qualité donnent des informations histologiques précises pour le diagnostic et la caractérisation des lésions suspectes.

- Une encoche d'échantillonnage de 17 mm fournit une quantité de tissu suffisante pour le diagnostic clinique
- Des marquages centimétriques facilitent le positionnement en profondeur de l'aiguille
- Chaque aiguille comprend une pointe échogène assurant la précision de la mise en place par échoguidage
- Les embases sont à code-couleur pour faciliter l'identification de la gauge lors du chargement
- Peuvent être utilisées avec des aiguilles co-axiales



AIGUILLES À BIOPSIE ACN™ POUR PRO-MAG™ 2.2 ET PRO-MAG™ ULTRA 2.2			
Désignation	Co-axiale en option	Condt.	Référence
Aiguille 14G x 10 cm	MCXS1410AX	Bte de 10	ACN1410MF
Aiguille 14G x 12 cm		Bte de 10	ACN1412MF
Aiguille 14G x 16 cm	MCXS1416AX	Bte de 10	ACN1416MF
Aiguille 14G x 20 cm		Bte de 10	ACN1420MF
Aiguille 16G x 10 cm	MCXS1610AX	Bte de 10	ACN1610MF
Aiguille 16G x 16 cm	MCXS1616AX	Bte de 10	ACN1616MF
Aiguille 16G x 20 cm		Bte de 10	ACN1620MF
Aiguille 18G x 10 cm	MCXS1810AX	Bte de 10	ACN1810MF
Aiguille 18G x 16 cm	MCXS1816AX	Bte de 10	ACN1816MF
Aiguille 18G x 20 cm	MCXS1820AX	Bte de 10	ACN1820MF
Aiguille 18G x 25 cm		Bte de 10	ACN1825MF

STERILE EO

Indications médicales : L'aiguille auto-coupante (ACN) est une aiguille de biopsie à utiliser avec le dispositif de biopsie automatique Pro-Mag 2.2 ou tout autre dispositif de biopsie compatible. A utiliser exclusivement pour le prélèvement de tissus non-osseux selon l'indication d'un médecin autorisé.



BIOPSIE HISTOLOGIQUE AUTOMATIQUE STÉRILISABLE

BIOPSIE HISTOLOGIQUE AUTOMATIQUE STÉRILISABLE

PRO-MAG™ ULTRA ST

Pistolet à biopsie automatique projection courte de 14 mm



Le pistolet à Biopsie Automatique Pro-Mag™ Ultra ST (Short Throw) est un instrument réutilisable à projection courte qui utilise des aiguilles à usage unique pour récolter des prélèvements histologiques de haute qualité.

- Le pistolet dispose d'une avance par projection courte de 14 mm
- La gâchette est actionnée aisément à l'avant ou à l'arrière de l'instrument au choix de l'utilisateur
- Lors du chargement de l'aiguille, une sécurité s'active automatiquement pour empêcher tout déclenchement accidentel
- Récupération aisée du prélèvement biopsé sans retirer l'aiguille de l'instrument
- Pistolet stérilisable en autoclave en cycle prion 134°C durée 18 min



PISTOLET POUR BIOPSIE PRO-MAG™ ULTRA ST			
Désignation	Projection	Condt.	Référence
Pro-Mag™ Ultra ST	14 mm	Bte de 1	7676

STERILE EO

Indications médicales : L'instrument de biopsie automatique Pro-Mag Ultra ST permet d'obtenir des échantillons de biopsie des tissus mous dans les domaines cliniques suivants :

- Urologie : Biopsie transpérinéale ou transrectale de la prostate
- Radiologie : Biopsie percutanée des reins, du foie, des poumons et des seins

AIGUILLES POUR PRO-MAG™ ULTRA ST

Aiguilles à biopsie Pro-Mag™ Ultra ST



Spécialement conçues pour être utilisées avec le pistolet pour biopsie automatique Pro-Mag™ Ultra ST, ces aiguilles à biopsie au trocart de haute qualité donnent des informations histologiques précises pour le diagnostic et la caractérisation des lésions suspectes.

- Une encoche d'échantillonnage de 9 mm fournit une quantité de tissu suffisante pour le diagnostic clinique
- Une embase de conception brevetée unique sans espaceur, permet un chargement rapide et précis de l'aiguille
- Des marquages centimétriques facilitent le positionnement en profondeur de l'aiguille
- Chaque aiguille comprend une pointe échogène assurant la précision de la mise en place par échoguidage
- Les embases sont à code-couleur pour faciliter l'identification de la gauge lors du chargement
- Peuvent être utilisées avec des aiguilles co-axiales

AIGUILLE À BIOPSIE POUR PRO-MAG™ ULTRA ST			
Désignation	Co-axiale en option	Condt.	Référence
Aiguille 14G x 8 cm	MCXS1408SX	Bte de 10	765114080
Aiguille 14G x 12 cm	MCXS1412SX	Bte de 10	765114120
Aiguille 14G x 16 cm		Bte de 10	765114160
Aiguille 16G x 8 cm	MCXS1608SX	Bte de 10	765116080
Aiguille 16G x 12 cm	MCXS1612SX	Bte de 10	765116120
Aiguille 16G x 16 cm	MCXS1616SX	Bte de 10	765116160
Aiguille 18G x 8 cm	MCXS1808SX	Bte de 10	765118080
Aiguille 18G x 12 cm	MCXS1812SX	Bte de 10	765118120
Aiguille 18G x 16 cm	MCXS1816SX	Bte de 10	765118160
Aiguille 20G x 8 cm	MCXS2008SY	Bte de 10	765120080
Aiguille 20G x 12 cm	MCXS2012SY	Bte de 10	765120120
Aiguille 20G x 16 cm	MCXS2016SY	Bte de 10	765120160

STERILE EO



AIGUILLE CO-AXIALE POUR AIGUILLES PRO-MAG ULTRA ST (VENDUE SÉPARÉMENT)			
Désignation	Compatibilité	Condt.	Référence
Co-axiale 13G x 3.5 cm	Aiguille 765114080	Bte de 10	MCXS1408SX
Co-axiale 13G x 7.5 cm	Aiguille 765114120	Bte de 10	MCXS1412SX
Co-axiale 15G x 3.5 cm	Aiguille 765116080	Bte de 10	MCXS1608SX
Co-axiale 15G x 7.5 cm	Aiguille 765116120	Bte de 10	MCXS1612SX
Co-axiale 15G x 11.5 cm	Aiguille 765116160	Bte de 10	MCXS1616SX
Co-axiale 17G x 3.5 cm	Aiguille 765118080	Bte de 10	MCXS1808SX
Co-axiale 17G x 7.5 cm	Aiguille 765118120	Bte de 10	MCXS1812SX
Co-axiale 17G x 11.5 cm	Aiguille 765118160	Bte de 10	MCXS1816SX
Co-axiale 19G x 3.8 cm	Aiguille 765120080	Bte de 10	MCXS2008SY
Co-axiale 19G x 7.8 cm	Aiguille 765120120	Bte de 10	MCXS2012SY
Co-axiale 19G x 11.8 cm	Aiguille 765120160	Bte de 10	MCXS2016SY

STERILE EO

Indications médicales : L'aiguille auto-coupante 7651 est une aiguille de biopsie à utiliser avec le dispositif de biopsie automatique Pro-Mag ULTRA ST (Avance de 14mm) ou tout autre dispositif de biopsie compatible. A utiliser exclusivement pour le prélèvement de tissus non-osseux selon l'indication d'un médecin autorisé.



BIOPSIE HISTOLOGIQUE AUTOMATIQUE STÉRILISABLE

BIOPSIE HISTOLOGIQUE AUTOMATIQUE STÉRILISABLE

PRO-MAG™ ULTRA

Pistolet à biopsie automatique projection 25 mm



Le pistolet à Biopsie Automatique Pro-Mag™ Ultra est un instrument réutilisable qui utilise des aiguilles à usage unique pour récolter des prélèvements histologiques de haute qualité.

- Le pistolet dispose d'une avance par projection de 25 mm
- La gâchette est actionnée aisément à l'avant ou à l'arrière de l'instrument au choix de l'utilisateur
- Lors du chargement de l'aiguille, une sécurité s'active automatiquement pour empêcher tout déclenchement accidentel
- Récupération aisée du prélèvement biopsé sans retirer l'aiguille de l'instrument
- Pistolet stérilisable en autoclave en cycle prion 134°C durée 18 min




PISTOLET POUR BIOPSIE PRO-MAG™ ULTRA			
Désignation	Projection	Cond.	Référence
Pro-Mag™ Ultra	25 mm	Bte de 1	7675

STERILE EO

Indications médicales : L'instrument de biopsie automatique Pro-Mag Ultra permet d'obtenir des échantillons de biopsie des tissus mous dans les domaines cliniques suivants :
- Urologie : Biopsie transpérinéale ou transrectale de la prostate
- Radiologie : Biopsie percutanée des reins, du foie, des poumons et des seins

AIGUILLES POUR PRO-MAG™ ULTRA

Aiguilles à biopsie pour Pro-Mag™ ULTRA



Spécialement conçues pour être utilisées avec le pistolet pour biopsie automatique Pro-Mag™ Ultra, ces aiguilles à biopsie au trocart de haute qualité donnent des informations histologiques précises pour le diagnostic et la caractérisation des lésions suspectes.

- Une encoche d'échantillonnage de 19 mm fournit une quantité de tissu suffisante pour le diagnostic clinique
- Une embase de conception brevetée unique sans espaceur, permet un chargement rapide et précis de l'aiguille
- Des marquages centimétriques facilitent le positionnement en profondeur de l'aiguille
- Chaque aiguille comprend une pointe échogène assurant la précision de la mise en place par échoguidage
- Les embases sont à code-couleur pour faciliter l'identification de la gauge lors du chargement
- Peuvent être utilisées avec des aiguilles co-axiales

AIGUILLE À BIOPSIE POUR PRO-MAG™ ULTRA			
Désignation	Co-axiale en option	Cond.	Référence
Aiguille 14G x 10 cm	MCXS1410AX	Bte de 10	765014100
Aiguille 14G x 12 cm		Bte de 10	765014120
Aiguille 14G x 16 cm	MCXS1416AX	Bte de 10	765014160
Aiguille 14G x 20 cm		Bte de 10	765014200
Aiguille 16G x 10 cm	MCXS1610AX	Bte de 10	765016100
Aiguille 16G x 16 cm	MCXS1616AX	Bte de 10	765016160
Aiguille 16G x 20 cm		Bte de 10	765016200
Aiguille 16G x 25 cm		Bte de 10	765016250
Aiguille 18G x 10 cm	MCXS1810AX	Bte de 10	765018100
Aiguille 18G x 16 cm	MCXS1816AX	Bte de 10	765018160
Aiguille 18G x 20 cm	MCXS1820AX	Bte de 10	765018200
Aiguille 18G x 25 cm		Bte de 10	765018250
Aiguille 18G x 30 cm		Bte de 10	765018300
Aiguille 20G x 10 cm	MCXS2010AY	Bte de 10	765020100
Aiguille 20G x 16 cm	MCXS2016AY	Bte de 10	765020160
Aiguille 20G x 20 cm		Bte de 10	765020200

STERILE EO



AIGUILLE CO-AXIALE POUR AIGUILLES PRO-MAG ULTRA (VENDUE SÉPARÉMENT)			
Désignation	Compatibilité	Cond.	Référence
Co-axiale 13G x 4.6 cm	Aiguille 765014100	Bte de 10	MCXS1410AX
Co-axiale 13G x 10.6 cm	Aiguille 765014160	Bte de 10	MCXS1416AX
Co-axiale 15G x 4.6 cm	Aiguille 765016100	Bte de 10	MCXS1610AX
Co-axiale 15G x 10.6 cm	Aiguille 765016160	Bte de 10	MCXS1616AX
Co-axiale 17G x 4.6 cm	Aiguille 765018100	Bte de 10	MCXS1810AX
Co-axiale 17G x 10.6 cm	Aiguille 765018160	Bte de 10	MCXS1816AX
Co-axiale 17G x 14.6 cm	Aiguille 765018200	Bte de 10	MCXS1820AX
Co-axiale 19G x 4.9 cm	Aiguille 765020100	Bte de 10	MCXS2010AY
Co-axiale 19G x 10.9 cm	Aiguille 765020160	Bte de 10	MCXS2016AY

STERILE EO

Indications médicales : L'aiguille auto-coupante 7650 est une aiguille de biopsie à utiliser avec le dispositif de biopsie automatique Pro-Mag ULTRA ST (Avance de 25mm) ou tout autre dispositif de biopsie compatible. A utiliser exclusivement pour le prélèvement de tissus non-osseux selon l'indication d'un médecin autorisé.



BIOPSIE HISTOLOGIQUE AUTOMATIQUE

BIOPINCE™ ULTRA®

Pistolet à biopsie cylindrique complète Full Core 360°

ARGON
MEDICAL DEVICES

Innovation brevetée !
Prélèvement de tissus jusqu'à 59% supérieur


BioPince
ULTRA

• Nouvelle ergonomie pour le pistolet de la BioPince™ Ultra®


- Conçu pour prélever un échantillon complet et de qualité pour le diagnostic clinique à l'aide d'un système de coupe triaxiale
- Réduction du risque d'écrasement et de fragmentation des tissus
- Les longueurs de projection variables améliorent la flexibilité clinique:
 - la projection de 13 mm donne un échantillon de longueur 9 mm,
 - la projection de 23 mm donne un échantillon de longueur 19 mm,
 - la projection de 33 mm donne un échantillon de longueur 29 mm.
- Voyant d'indication Ready
- Déclencheur latéral à l'avant pour une flexibilité d'approche
- Gachette arrière à code couleur pour l'identification de la gauge
- Peut être utilisé avec des aiguilles d'introduction coaxiales échogènes en option
- Meilleur rendement glomérulaire avec la BioPince 16G par rapport à une aiguille Tru-cut 14G



Prélèvement avec pistolet Biopince™




Prélèvement avec pistolet traditionnel



BIOPSIE

BIOPSIE HISTOLOGIQUE AUTOMATIQUE

ARGON
MEDICAL DEVICES



BIOPINCE™ ULTRA® - PISTOLET AUTOMATIQUE POUR BIOPSIE CYLINDRIQUE COMPLÈTE FULL CORE 360°						
Désignation	Co-axiale en option	Gauge	Longueur	Prélèvements	Cond.	Référence
Biopince™ Ultra® 16Gx10cm	MCXS1610BP	16 G	100 mm	13 - 23 - 33 mm	Bte de 5	370-1080-02
Biopince™ Ultra® 16Gx15cm	MCXS1615BP	16 G	150 mm	13 - 23 - 33 mm	Bte de 5	370-1580-02
Biopince™ Ultra® 18Gx10cm	MCXS1810BP	18 G	100 mm	13 - 23 - 33 mm	Bte de 5	360-1080-02
Biopince™ Ultra® 18Gx15cm	MCXS1815BP	18 G	150 mm	13 - 23 - 33 mm	Bte de 5	360-1580-02
Biopince™ Ultra® 18Gx20cm	MCXS1820BP	18 G	200 mm	13 - 23 - 33 mm	Bte de 5	360-2080-02
STERILE EO						

BIOPINCE™ ULTRA® - PISTOLET AUTOMATIQUE POUR BIOPSIE CYLINDRIQUE COMPLÈTE FULL CORE 360°						
Désignation	Co-axiale en option	Gauge	Longueur	Prélèvements	Cond.	Référence
Biopince™ Ultra® 16Gx15cm avec aiguille coaxiale	15Gx11,8cm	16 G	150 mm	13 - 23 - 33 mm	Bte de 5	370-1580-03
STERILE EO						

AIGUILLE CO-AXIALE BIOPINCE (VENDUE SÉPARÉMENT)			
Désignation	Compatibilité	Cond.	Référence
Co-axiale 15G x 6.8 cm	370-1080-02	Bte de 5	MCXS1610BP
Co-axiale 15G x 11.8 cm	370-1580-02	Bte de 5	MCXS1615BP
Co-axiale 17G x 6.8 cm	360-1080-02	Bte de 5	MCXS1810BP
Co-axiale 17G x 11.8 cm	360-1580-02	Bte de 5	MCXS1815BP
Co-axiale 17G x 16.8 cm	360-2080-02	Bte de 5	MCXS1820BP
STERILE EO			

Indications médicales : Le trocart automatique de biopsie jetable Biopince sert à prélever de multiples échantillons de tissus mous dans le foie, les reins, les masses abdominales, etc.



BIOPSIE HISTOLOGIQUE SEMI-AUTOMATIQUE

BIOPSIE HISTOLOGIQUE AIGUILLES STÉRILES POUR PISTOLETS BARD® MAGNUM®

PISTOLET SEMI-AUTOMATIQUE

Pistolet à biopsie semi-automatique amagnétique

Les aiguilles de biopsie BIM ont été développées spécialement pour l'application dans le diagnostic mini-invasif guidé par IRM.

- Les avantages de la biopsie guidée par IRM sont l'élimination des rayonnements ionisants et un meilleur contraste des tissus mous.
- En plus de la compatibilité IRM, ces produits présentent des caractéristiques de guidage fermes, une faible force de pénétration, un positionnement précis et un meulage pointu.
- Un bouchon mobile peut être utilisé afin de prérégler la profondeur de pénétration prévue

Caractéristiques:

- Meulage tranchant, faible force de pénétration
- Longueur de biopsie : 10 mm ou 20 mm
- Conception légère, utilisable d'une seule main
- Excellente visibilité IRM



PISTOLETS DE BIOPSIE AMAGNÉTIQUES				
Désignation	Longueur	Diamètre	Cond.	Référence
Aiguille BIM-18/10	100 mm	18 G (1,25 mm)	Bte de 10	BIM-18/10
Aiguille BIM-18/15	150 mm	18 G (1,25 mm)	Bte de 10	BIM-18/15
Aiguille BIM-18/20	200 mm	18 G (1,25 mm)	Bte de 10	BIM-18/20
Aiguille BIM-16/10	100 mm	16 G (1,6 mm)	Bte de 10	BIM-16/10
Aiguille BIM-16/15	150 mm	16 G (1,6 mm)	Bte de 10	BIM-16/15
Aiguille BIM-16/20	200 mm	16 G (1,6 mm)	Bte de 10	BIM-16/20
Aiguille BIM-14/10	100 mm	14 G (2,1 mm)	Bte de 10	BIM-14/10
Aiguille BIM-14/15	150 mm	14 G (2,1 mm)	Bte de 10	BIM-14/15
Aiguille BIM-14/20	200 mm	14 G (2,1 mm)	Bte de 10	BIM-14/20

AIGUILLES CO-AXIALE IRM POUR PISTOLET SEMI-AUTOMATIQUE			
Désignation	Diamètre	Cond.	Référence
Aiguille KIM13/04T	13 G (1,25 mm)	Bte de 20	KIM13/04T
Aiguille KIM13/09T	13 G (1,25 mm)	Bte de 20	KIM13/09T
Aiguille KIM13/14T	13 G (1,25 mm)	Bte de 20	KIM13/14T
Aiguille KIM15/04T	15 G (1,6 mm)	Bte de 20	KIM15/04T
Aiguille KIM15/09T	15 G (1,6 mm)	Bte de 20	KIM15/09T
Aiguille KIM15/14T	15 G (1,6 mm)	Bte de 20	KIM15/14T
Aiguille KIM16/04T	16 G (2,1 mm)	Bte de 20	KIM16/04T
Aiguille KIM16/09T	16 G (2,1 mm)	Bte de 20	KIM16/09T
Aiguille KIM16/14T	16 G (2,1 mm)	Bte de 20	KIM16/14T
Aiguille KIM18/15T	18 G (mm)	Bte de 20	KIM18/15T

AIGUILLES À BIOPSIE ULTRACORE™

Aiguilles à usage unique pour pistolets Bard® MAGNUM®



Aiguille compatible

Spécialement conçues pour être utilisées avec les pistolets réutilisables Bard® MAGNUM® et BIP, pour biopsie multiple à haute vitesse, les aiguilles à biopsie ARGON ULTRACORE™, au trocart de haute qualité, donnent des informations histologiques de très grande précision pour le diagnostic et la caractérisation des lésions suspectes.

Les aiguilles compatibles ARGON ULTRACORE™ offrent aux utilisateurs un réel bénéfice lors du chargement de l'aiguille grâce à une embase de conception brevetée unique. Notre embase évite l'utilisation des espaceurs lors du chargement dans le pistolet et interdit tout risque d'oubli du retrait de l'espaceur ainsi que tout risque de rotation des deux aiguilles une fois l'espaceur retiré.

- Une encoche d'échantillonnage de 19 mm fournit une quantité de tissu suffisante pour le diagnostic clinique
- Une embase de conception brevetée unique sans espaceur, permet un chargement rapide et précis de l'aiguille
- Des marquages centimétriques facilitent le positionnement en profondeur de l'aiguille
- Chaque aiguille comprend une pointe échogène assurant la précision de la mise en place par échoguidage
- Les embases sont à code-couleur pour faciliter l'identification de la gauge lors du chargement
- Peuvent être utilisées avec des aiguilles co-axiales vendues séparément



AIGUILLE À BIOPSIE ULTRACORE™			
Désignation	Co-axiale en option	Cond.	Référence
Aiguille 14G x 10 cm	MCXS1410MX	Bte de 10	762614100
Aiguille 14G x 13 cm		Bte de 10	762614130
Aiguille 14G x 16 cm	MCXS1416MX	Bte de 10	762614160
Aiguille 14G x 20 cm		Bte de 10	762614200
Aiguille 16G x 10 cm	MCXS1610MX	Bte de 10	762616100
Aiguille 16G x 13 cm		Bte de 10	762616130
Aiguille 16G x 16 cm	MCXS1616MX	Bte de 10	762616160
Aiguille 16G x 20 cm		Bte de 10	762616200
Aiguille 18G x 10 cm	MCXS1810MX	Bte de 10	762618100
Aiguille 18G x 16 cm	MCXS1816MX	Bte de 10	762618160
Aiguille 18G x 20 cm	MCXS1820MX	Bte de 10	762618200
Aiguille 18G x 25 cm		Bte de 10	762618250
Aiguille 18G x 30 cm		Bte de 10	762618300
Aiguille 20G x 10 cm	MCXS2010MY	Bte de 10	762620100
Aiguille 20G x 13 cm		Bte de 10	762620130
Aiguille 20G x 16 cm	MCXS2016MY	Bte de 10	762620160
Aiguille 20G x 20 cm		Bte de 10	762620200

AIGUILLE CO-AXIALE (VENDUE SÉPARÉMENT)			
Désignation	Compatibilité	Cond.	Référence
Co-axiale 13G x 4.3 cm	Aiguille 762614100	Bte de 10	MCXS1410MX
Co-axiale 13G x 10.3 cm	Aiguille 762614160	Bte de 10	MCXS1416MX
Co-axiale 15G x 4.3 cm	Aiguille 762616100	Bte de 10	MCXS1610MX
Co-axiale 15G x 10.3 cm	Aiguille 762616160	Bte de 10	MCXS1616MX
Co-axiale 17G x 4.3 cm	Aiguille 762618100	Bte de 10	MCXS1810MX
Co-axiale 17G x 10.3 cm	Aiguille 762618160	Bte de 10	MCXS1816MX
Co-axiale 17G x 14.3 cm	Aiguille 762618200	Bte de 10	MCXS1820MX
Co-axiale 19G x 4.6 cm	Aiguille 762620100	Bte de 10	MCXS2010MY
Co-axiale 19G x 10.6 cm	Aiguille 762620160	Bte de 10	MCXS2016MY

STERILE EO

Indications médicales : L'aiguille de biopsie UltraCore™ est utilisée pour obtenir plusieurs carottes d'échantillons de tissus mous tels que le foie, les reins, la prostate, le sein et diverses lésions des tissus mous. Elle n'est pas destinée aux os. Doit être utilisée en conjonction avec l'instrument pour multibiopsie à vitesse élevée BIP Bard® Magnum® ou d'autres instruments de biopsie compatibles et disponibles dans le commerce.




BIOPSIE HÉPATHIQUE TRANSJUGULAIRE

LOCALISATION MAMMAIRE NON REPOSITIONNABLE

TLAB®

Pistolet semi-automatique de biopsie hépatique par voie transjugulaire TLAB®

ARGON
MEDICAL DEVICES



- Le pistolet semi-automatique de biopsie hépatique par voie transjugulaire TLAB® convient aux anatomies tortueuses, permet de recueillir des prélèvements de qualité et améliore la sécurité des patients et des médecins.
- Grâce à la technologie brevetée Flexcore® qui aide l'aiguille à épouser la courbure de la gaine d'introduction, TLAB® navigue et prélève facilement les échantillons quelque soit l'angle d'accès à la veine hépatique.
- La pointe Tru-Track™ du trocart et l'exposition totale de l'encoche de prélèvement assurent une trajectoire droite de l'aiguille lors de la biopsie, ainsi qu'une qualité d'échantillons supérieure à la concurrence¹.
- TLAB® dispose d'un guide d'introduction sécurisé, équipé d'une large valve hémostatique, qui permet de charger puis recharger l'aiguille à biopsie rapidement et facilement dans la gaine d'introduction tout en diminuant les risques de piqûre accidentelle.
- Le kit TLAB® inclut des écouvillons de prélèvement de tissu uniques. Grâce à eux, l'utilisateur peut retirer efficacement l'échantillon de l'encoche tout en gardant ses mains à distance de l'aiguille.

Contenu des kits de biopsie hépatique par voie transjugulaire TLAB®

Dans chaque kit :

- 1 aiguille à biopsie semi-automatique 18 ou 19G (pénétration de 20 mm / encoche de prélèvement de 17 mm)
- 1 gaine d'introduction 7F avec un rigidificateur métallique courbé
- 4 écouvillons pour le prélèvement des spécimens

En supplément dans les kits 18S, 18C, 19S et 19 :

- 1 cathéter droit 5F de 65 cm de long

En supplément dans les kits 18C et 19 :

- 1 cathéter courbé 5F de 76 cm de long

TLAB® - SYSTÈME DE BIOPSIE HÉPATHIQUE PAR VOIE TRANSJUGULAIRE						
Taille aiguille	Gaine d'introduction	Cathéter droit	Cathéter courbe	Écouvillons	Cond.	Référence
18G	7F, 60 cm	Non inclus	Non inclus	4	Bte de 1	TL-18N
18G	7F, 60 cm	5F, 65 cm	5F, 76 cm	4	Bte de 1	TL-18C
19G	7F, 60 cm	Non inclus	Non inclus	4	Bte de 1	TL-19N
19G	7F, 60 cm	5F, 65 cm	5F, 76 cm	4	Bte de 1	TL-19

¹ Behrens G, Ferral H, Guisto D, Patel J, Van Thiel DH. Biopsie hépatique transjugulaire: Comparison of Sample Adequacy with the Use of Two Automated Needle Systems. J Vasc Interv Radiol 2011; 22:341-345.

STERILE EO

Indications médicales : Biopsie hépatique par voie transjugulaire

FILS DE LOCALISATION MAMMAIRE NON REPOSITIONNABLES

Fils de localisation mammaire non repositionnables ACCURA™ BLN

ARGON
MEDICAL DEVICES

Accura™ BLN (style Kopans) est un fil dur traditionnel à crochet à ressort avec raidisseur.

- Une agraphe de rétention fixée à la peau interdit la migration du fil vers l'avant durant le transport de la patiente
- Le guide est marqué à deux endroits : 1 se trouve à l'extrémité distale de l'aiguille; 2 indique le déploiement de l'ancre
- Le trou situé à l'extrémité sert à l'injection des contrastes et à l'aspiration des liquides



FILS DE LOCALISATION MAMMAIRE ACCURA™ BLN (STYLE KOPANS)			
Désignation	Longueur du fil	Cond.	Référence
20G x 3 cm	Fil dur de 10.4 cm	Bte de 10	BLN2003
20G x 5 cm	Fil dur de 14.4 cm	Bte de 10	BLN2005
20G x 7.5 cm	Fil dur de 19.4 cm	Bte de 10	BLN20075
20G x 10 cm	Fil dur de 24.4 cm	Bte de 10	BLN2010
20G x 15 cm	Fil dur de 28.9 cm	Bte de 10	BLN2015
21G x 5 cm	Fil dur de 14.4 cm	Bte de 10	BLN2105
21G x 7.5 cm	Fil dur de 19.4 cm	Bte de 10	BLN21075
21G x 10 cm	Fil dur de 24.4 cm	Bte de 10	BLN2110

STERILE EO

Indications médicales : Les dispositifs Accura BLN, Accura II et Fil D sont destinés à être utilisés comme une aiguille de localisation des lésions mammaires.



CONSOMMABLES POUR ARCHIVAGE

PARTIE 2 : CONSOMMABLES POUR ARCHIVAGE

CD-ROM jet d'ENCRE HELTIS LINE25
DVD-ROM jet d'ENCRE HELTIS LINE25

Blisters pour CD-ROM26

Informations techniques et tarifaires du catalogue non contractuelles, sous réserve de modifications.

CD-ROM MÉDICAUX

CD-ROM JET D'ENCRE HELTIS LINE

Pour l'archivage des données patients



- Caractéristiques techniques :**
- Diamètre externe : 120 mm
 - Diamètre interne : 15 mm
 - Epaisseur : 1,2 mm
 - Poids : 16 g
 - Capacité de stockage : 700 MB/ 80 min
 - Vitesse d'écriture : jusqu'à 52x
 - Surface : polycarbonate
 - Couche réfléchissante : argent Impression Full Surface
 - Couche imprimable : colorant organique blanc **Inksafe**
 - Température d'utilisation : -5°C / + 55 °C
 - Taux d'humidité : 5% / 95%
 - Durée de vie estimée : 30 ans pour des CD-R stockés dans des conditions optimales. Toute manipulation non adaptée peut endommager le media et entraîner une diminution conséquente de cette durée de vie. La qualité de gravure est également un paramètre important dans l'estimation de la durée de vie des données sur un CD-R.

CD-ROM JET D'ENCRE HELTIS LINE		
Désignation	Cond.	Référence
CD-R 52X - 700 MB - Imprimable Jet d'Encre	Spindle de 100 CD-R	CDIJE

DVD-ROM JET D'ENCRE HELTIS LINE

Pour l'archivage des données patients



- Caractéristiques techniques :**
- Diamètre externe : 120 mm
 - Diamètre interne : 15 mm
 - Epaisseur : 1,2 mm
 - Poids : 13 à 20 g
 - Capacité de stockage : 4,7 GB
 - Vitesse d'écriture : jusqu'à 16x
 - Surface : polycarbonate
 - Couche réfléchissante : argent
 - Impression : Full Surface
 - Couche imprimable : colorant organique blanc **Inksafe**
 - Température d'utilisation : -25°C / + 70 °C
 - Taux d'humidité : 3% / 95%
 - Durée de vie estimée : 30 ans pour des CD-R stockés dans des conditions optimales. Toute manipulation non adaptée peut endommager le media et entraîner une diminution conséquente de cette durée de vie. La qualité de gravure est également un paramètre important dans l'estimation de la durée de vie des données sur un DVD-R.

DVD-ROM THERMIQUE HELTIS LINE		
Désignation	Cond.	Référence
DVD-R 16X - 4,7 GB - Imprimable Jet d'encre	Spindle de 100 DVD-R	DVDIJE




BLISTERS POUR CD-ROM

**POCHETTES PLASTIQUES
BANDE ADHÉSIVE 25 MM**

Pochette pour la protection des CD-ROM avec rabat et bande adhésive au dos

PAPSRA1020 : Rabat adhésif



PAPSRA1006 : Rabat non adhésif

- Dimensions 125 x 130 mm et rabat 25 mm
- **1 bande adhésive au dos largeur 25 mm**
- Epaisseur 120 µ

POCHETTES PLASTIQUES BANDE ADHÉSIVE 25 MM		
Désignation	Cond.	Référence
Pochette CD - Rabat non adhésif	Carton de 1000	PAPSRA1006
Pochette CD - Rabat adhésif	Carton de 1000	PAPSRA1020

**POCHETTES PLASTIQUES
DOS AUTOCOLLANT À 90%**

Pochette pour la protection des CD-ROM avec rabat et dos autocollant à 90 %

PAPSRA1050 : Rabat adhésif



PAPSRA1010 : Rabat non adhésif

- Dimensions 125 x 130 mm et rabat 25 mm
- **Dos autocollant à 90 %**
- Epaisseur 120 µ

POCHETTES PLASTIQUES DOS AUTOCOLLANT 90 %		
Désignation	Cond.	Référence
Pochette CD - Rabat non adhésif	Carton de 1000	PAPSRA1010
Pochette CD - Rabat adhésif	Carton de 1000	PAPSRA1050

**POCHETTES PLASTIQUES
RABAT ET DOS NON ADHÉSIFS**

Pochette pour la protection des CD-ROM avec rabat et dos non adhésifs



- Dimensions 125 x 130 mm et rabat 25 mm
- **Rabat non adhésif et dos non adhésif**
- Epaisseur 120 µ

POCHETTES PLASTIQUES RABAT ET DOS NON ADHÉSIFS		
Désignation	Cond.	Référence
Pochette CD - Rabat/dos non adhésifs	Carton de 1000	PAPSRA1110

PARTIE 3 : PRODUITS MÉDICAUX

Gels d'échographie HELTIS LINE	28
Gels lubrifiants HELTIS LINE	30
Kit HSG avec cathéter Hystérocath.....	31
Kit HSG avec cupule.....	32
Cathéter Hystérosalpingographie	32
Sondes pour Hystérosonographie	33
Electrodes à pression RED DOT™	35

Informations techniques et tarifaires du catalogue non contractuelles, sous réserve de modifications.



GELS D'ÉCHOGRAPHIE

GELS D'ÉCHOGRAPHIE

GEL D'ÉCHOGRAPHIE HELTIS LINE - 250 ML

Gel non stérile pour un usage en échographie externe



- **Gel non stérile** pour un usage en échographie externe
- **Exempt de tout colorant et parfum, hypoallergénique, non irritant et ne corrode pas les sondes**
- Usage possible en échographie 2D et 3D
- **Sans Paraben**
- Sa viscosité permet de réaliser l'examen en condition de confort durable
- Permet un usage avec tous types de sondes

Composition :

- Eau déminéralisée 98,25% • Polymère vinylique 0,6%
- Triéthanolamine 0,55% • Mono propylène Glycol 0,5%
- Benzyle Alcool 0,1%

Conditionnement :

- **Flacon de 250 ml avec bouchon Flip Top pour une fermeture rapide et propre**

Certificats :

- CE
- Tests dermatologiques

Heltis Line

GEL D'ÉCHOGRAPHIE HELTIS LINE		
Désignation	Cond.	Référence
Gel d'échographie non stérile Heltis Line	Carton de 25 flacons de 250 ml	PMG250TK25

GEL D'ÉCHOGRAPHIE HELTIS LINE - 5 L

Gel non stérile pour un usage en échographie externe



- **Gel non stérile** pour un usage en échographie externe
- **Exempt de tout colorant et parfum, hypoallergénique, non irritant et ne corrode pas les sondes**
- Usage possible en échographie 2D et 3D
- **Sans Paraben**
- Sa viscosité permet de réaliser l'examen en condition de confort durable
- Permet un usage avec tous types de sondes

Composition :

- Eau déminéralisée 98,25% • Polymère vinylique 0,6%
- Triéthanolamine 0,55% • Mono propylène Glycol 0,5%
- Benzyle Alcool 0,1%

Conditionnement :

- **Cubitainer de 5 litres livré avec un flacon vide de 250 ml**

Certificats :

- CE
- Tests dermatologiques

Heltis Line

GEL D'ÉCHOGRAPHIE HELTIS LINE		
Désignation	Cond.	Référence
Gel d'échographie non stérile Heltis Line	Cubitainer de 5 litres	PMG5000TK
Pompe Manuelle Distributrice pour Cubi 5 litres	Unité	PMG5011TK

GEL D'ÉCHOGRAPHIE TRANSPARENT BLEUTÉ- 260 ML

Gel non stérile transparent bleuté pour un usage en échographie externe



- **Gel non stérile** pour un usage en échographie externe
- **Gel coloré**, non tâchant, sans odeur, haute transmission
- **Bouchon large Flip Top** pour une meilleure conservation du produit ainsi qu'une facilité d'utilisation

Composition :

- Eau déminéralisée • Polymère polyacrylate
- Glycol • Conservateur • Colorant

Conditionnement :

- Flacon de 260 ml avec large bouchon Flip Top

Certificats :

- CE
- Tests dermatologiques

GEL D'ÉCHOGRAPHIE TRANSPARENT BLEUTÉ		
Désignation	Cond.	Référence
Gel d'échographie non stérile	Carton de 12 flacons de 260 ml	PMG260MD

GEL D'ÉCHOGRAPHIE TRANSPARENT BLEUTÉ - 5 L

Gel non stérile transparent bleuté pour un usage en échographie externe



- **Gel non stérile** pour un usage en échographie externe
- **Gel coloré**, non tâchant, sans odeur, haute transmission

Composition :

- Eau déminéralisée • Polymère polyacrylate
- Glycol • Conservateur • Colorant

Conditionnement :

- Poche souple de 5 litres en PE extrêmement maniable avec 1 flacon de 260 ml doté d'un large bouchon Flip Top

Certificats :

- CE
- Tests dermatologiques



GEL D'ÉCHOGRAPHIE TRANSPARENT BLEUTÉ		
Désignation	Cond.	Référence
Gel d'échographie non stérile	Carton de 2 poches de 5 litres avec flacon 260 ml	PMG5010MD



GELS LUBRIFIANTS

**GEL LUBRIFIANT HELTIS LINE
POUR ÉCHOGRAPHIE INVASIVE**

Gel lubrifiant stérile très haute performance en seringue
pré-remplie de 6 ml

**Heltis
Line**

- Sa base eau, dépourvue de graisse, est non irritante pour la peau, les muqueuses ou les tissus et permet un passage aisé de l'instrumentation médicale sans risque de dégradation.
- **Le gel HELTIS LINE est particulièrement adapté pour les échographies endovaginales ou endorectales. Sa composition à base d'eau élimine tout risque de distorsion, d'atténuation ou d'artéfact sur l'image.**
- **Recommandations :**
Dans le cadre d'échographies invasives, la sonde doit préalablement recevoir une désinfection de haut niveau et être pourvue d'une protection de sonde stérile ou non stérile à usage unique en fonction de l'examen pratiqué.
- Recommandé également pour les examens suivants : l'endoscopie, l'électrothérapie, la cystoscopie, la colonoscopie. Enfin, il peut être utilisé pour les cas de sécheresses vaginales chez la femme lors de l'acte sexuel et garantit une parfaite compatibilité avec les préservatifs en latex.
- **Composition :** Eau déminéralisée, glycérine naturelle, hydroxyéthylcellulose, acide citrique, conservateurs
- **Conditionnement :** seringue pré-remplie de 6 ml
- **Certifications :** CE1014 - Dispositif médical de classe II A, classe pharmaceutique A13,5 (Hydratants et protecteurs)

GEL LUBRIFIANT STÉRILE HELTIS LINE		
Désignation	Cond.	Référence
Seringue de gel lubrifiant stérile 6 ml	Boîte de 100	PMGKLYSE06

STERILE R

**GEL LUBRIFIANT HELTIS LINE
POUR ÉCHOGRAPHIE INVASIVE**

Gel lubrifiant stérile très haute performance en sachet unidose

**Heltis
Line**

GELS LUBRIFIANTS HELTIS LINE			
Désignation		Cond.	Référence
Gel lubrifiant HELTIS LINE Sachet 5 g	Non stérile	Bte de 100	PMGKLYTK05
Gel lubrifiant HELTIS LINE Sachet 5g	Stérile*	Bte de 100	PMGKLYTK05ST

* Contenu stérile jusqu'à ouverture

**GEL LUBRIFIANT HELTIS LINE
POUR ÉCHOGRAPHIE INVASIVE**

Gel lubrifiant stérile très haute performance en tube

**Heltis
Line**

GELS LUBRIFIANTS HELTIS LINE			
Désignation		Cond.	Référence
Gel lubrifiant HELTIS LINE Tube de 42 g	Stérile*	Unité	PMGKLYTK42ST
Gel lubrifiant HELTIS LINE Tube de 82 g	Stérile*	Unité	PMGKLYTK82ST

* Contenu stérile jusqu'à ouverture

Indications médicales : Gel lubrifiant hydrosoluble conçu pour un usage médical. Permet un passage aisé de l'instrumentation médicale sans risque de dégradation des tissus et des muqueuses. Gel particulièrement adapté pour les échographies endovaginales ou endorectales.

**KIT HSG AVEC
CATHÉTER HYSTÉROCATH**

Kit à usage unique spécialement dédié aux hystérographies
entièrement composé de produits stériles

**Heltis
Line**

- **Prêt à l'emploi et disponible en version avec Hystérocathéter 5F ou 7F.**
- Le kit pour hystérographies, mis au point avec l'aide de médecins, a pour but de réaliser l'examen dans les meilleures conditions.
- **Cathéter d'hystérosalpingographie à ballonnet**, livré avec une seringue pour le gonflage du ballonnet à l'eau PPI
- Verrouillage de la voie d'instillation et du gonflage du ballonnet par verrou d'arrêt Luer-Lock avec code couleur
- De même, ce kit répond parfaitement aux structures réalisant peu d'hystérographies.



- Composition du kit :**
- 1 seringue 3 pièces Luer Lock 20 ml stérile
 - **1 hystérocathéter 5F ou 7F**
 - 1 spéculum de Collin stérile
 - 1 hystéromètre stérile
 - 1 pince à clamber stérile
 - 1 paire de gants stériles
 - 1 set de champs stériles
 - 1 sachet de rangement non stérile

KITS HSG AVEC CATHÉTER HYSTÉROCATH		
Désignation	Cond.	Référence
Kit patient stérile Hystérocath avec cathéter HSG ARGON 5F	Unité	IUUKHYSF
Kit patient stérile Hystérocath avec cathéter HSG ARGON 7F	Unité	IUUKHY7F

STERILE EO



HYSTÉROGRAPHIE

KITS HSG AVEC CUPULE

Kits à usage unique spécialement dédiés aux hystérographies entièrement composés de produits stériles

Heltis
Line

- **Prêt à l'emploi et disponible en version avec cupule coulissante**
- Le kit pour hystérographies, mis au point avec l'aide de médecins, a pour but de réaliser l'examen dans les meilleures conditions. De même, ce kit répond parfaitement aux structures réalisant peu d'hystérographies.
- Cupules stériles permettant la réalisation aisée et indolore des hystérosalpingographies. La forme tronconique de la cupule permet une adhésion parfaite sur le col par autocentrage, l'étanchéité du col étant obtenue par une mise sous vide progressive de la cupule.
- L'ensemble ventouse-canule est radio-transparent et permet le contrôle de la zone proximale de l'endocol, le radiologue pouvant opérer à distance du champ radioactif tout en mobilisant commodément l'utérus.



Avec cupule coulissante

- 1 seringue 3 pièces Luer Lock 20 ml stérile
- **1 cupule d'hystérographie coulissante stérile avec 3 cones 23/28/35 mm**
- 1 spéculum de Collin stérile, largeur 33 mm, longueur 90 mm
- 1 hystéromètre stérile souple CH10
- 1 pince clamp de Cheron coudée, stérile longueur 270 mm
- 1 sachet de gel lubrifiant stérile HELTIS LINE 5g
- 1 paire de gants stériles latex non poudrés taille M
- 1 bassin réniforme plastique non stérile
- 1 compresse non-fissée stérile 4 plis 7,5x7,5 cm
- 1 set de champs stérile 45x75 cm
- 1 sachet de rangement non stérile

1 examen
=
1 kit prêt à l'emploi

KIT HSG STÉRILE AVEC CUPULE COULISSANTE			
Désignation	Cond.	Référence	
Kit hystérographie avec cupule coulissante	Unité	IUUKHS40	
STERILE EO			


Indications médicales : Le kit avec cathéter est utilisé dans le cadre d'hystérographie et d'hystérosonographie et d'essais au bleu de méthylène. Ces examens sont majoritairement réalisés lors d'un bilan sur la fertilité mais aussi en cas de fausse couche, de contrôle suite à une opération de ligature des trompes ou pour la détection de fibromes.

CATHÉTER HYSTÉROSALPINGOGRAPHIE

Cathéter pour hystérosalpingographie (HSG)

ARGON
MEDICAL DEVICES

- **Cathéter d'hystérosalpingographie à ballonnet**, livré avec une seringue pour le gonflage du ballonnet à l'eau PPI
- Verrouillage de la voie d'instillation et du gonflage du ballonnet par verrou d'arrêt Luer-Lock avec code couleur
- Conditionné sous blister stérile



CATHÉTER HSG			
Désignation	Dimensions	Cond.	Référence
Cathéter à ballonnet stérile - 5 F	ø1,67 mm - Long. : 40 cm	Bte de 10	660005040
Cathéter à ballonnet stérile - 7 F	ø2,30 mm - Long. : 40 cm	Bte de 10	660007040

STERILE EO

PRODUITS MÉDICAUX

HYSTÉROGRAPHIE

SONDE POUR HYSTÉROSONOGRAPHIE

Sonde cathéter coulissant cône mousse 15 mm pour hystérographie et hystérosonographie



- Manipulation aisée et simple
- **Etanchéité assurée en positionnement la mousse contre le col de l'utérus. Le cathéter coulissant permet de remonter plus haut dans la cavité utérine pour l'injection.**
- Facilité d'injection du produit
- Insertion atraumatique
- Dispositif médical classe Is, stérile à usage unique, sans latex

SONDE HYSTÉROSONOGRAPHIE COULISSANTE			
Désignation	Dimensions	Cond.	Référence
Sonde d'hystérosonographie stérile CH5,5	Cône 15 mm - L 340 mm	Bte de 5	PS2020733
STERILE EO			

Indications médicales : Ce cathéter est utilisé dans le cadre d'hystérographie et d'hystérosonographie. Ces examens sont majoritairement réalisés lors d'un bilan sur la fertilité mais aussi en cas de fausse couche, de contrôle suite à une opération de ligature des trompes ou pour la détection de fibromes.

SONDES POUR HYSTÉROSONOGRAPHIE

Sonde cathéter non coulissant cône mousse 15 ou 25 mm pour hystérographie et hystérosonographie



- Manipulation aisée et simple
- **Etanchéité assurée en positionnement la mousse contre le col de l'utérus.**
- Facilité d'injection du produit
- Insertion atraumatique
- Dispositif médical classe Is, stérile à usage unique, sans latex

SONDES HYSTÉROSONOGRAPHIE NON COULISSANTES			
Désignation	Dimensions	Cond.	Référence
Sonde d'hystérosonographie stérile CH7,5	Cône 15 mm - L 330 mm	Bte de 5	PS1870733
Sonde d'hystérosonographie stérile CH7,5	Cône 25 mm - L 330 mm	Bte de 5	PS2010733
STERILE EO			

Indications médicales : Ce cathéter est utilisé dans le cadre d'hystérographie et d'hystérosonographie. Ces examens sont majoritairement réalisés lors d'un bilan sur la fertilité mais aussi en cas de fausse couche, de contrôle suite à une opération de ligature des trompes ou pour la détection de fibromes.

BIOPSIE

CONSOMMABLES POUR ARCHIVAGE

PRODUITS MÉDICAUX

CHAMPS DE PROTECTION

DRAINAGE



HYSTÉROGRAPHIE

CATHÉTER HYSTÉROSALPINGOGRAPHIE

Cathéter pour hystérosalpingographie (HSG)

- Cathéter pour hystéro 3 voies à ballonnet peut être courbé et mis en forme pour s'adapter au patient
- Manipulation aisée et simple
- Etanchéité assurée grâce aux performances du ballonnet en silicone
- Connecteur standard permettant de brancher une seringue pour l'injection du produit
- Insertion automatique



Désignation	Charrière	CATHÉTER HSG		Cond.	Référence
		Longueur	Largeur		
Cathéter cupule souple 3 cônes	CH8	230 mm	23 - 28 - 35 mm	Bte de 5	PS3310733

PRODUITS MÉDICAUX

ÉLECTRODES

ÉLECTRODES À PRESSION RED DOT 3M™

Électrodes de surveillance cardiaque et de diagnostic

Indications :

- ECG de diagnostic, Surveillance cardiaque, Holter, Soins intensifs, Réanimation, Cardiologie

Caractéristiques :

- L'adhésif 3M assure une adhésion fiable et de haute performance
 - Le gel de faible concentration en chlorure facilite la conduction du signal
- Hyppoallergéniques et sans latex, les différents supports (mousses, non tissé ou microporeux) sont adaptés à tous les types d'application et assurent une excellente tolérance cutanée
- Toutes les électrodes 3M RED DOT se polarisent rapidement après défibrillation et donnent un tracé net



Désignation	ÉLECTRODES À PRESSION	
	Cond.	Référence
Electrode à pression 3M RED NOT radiotransparente	Sachets de 5	ELEC3M100
Electrode à pression 3M RED NOT radiotransparente	Sachets de 50	ELEC3M110-50

BIOPSIE

CONSOMMABLES POUR ARCHIVAGE

PRODUITS MÉDICAUX

CHAMPS DE PROTECTION

DRAINAGE



CHAMPS DE PROTECTION

PARTIE 4 : CHAMPS DE PROTECTION

Protections de sondes non stériles	37
Protections de sondes stériles	39

Informations techniques et tarifaires du catalogue non contractuelles, sous réserve de modifications.

PROTECTIONS DE SONDES NON STÉRILES

PROTECTIONS DE SONDES NON STÉRILES LATEX 2,2 X 20 CM

Protections de sondes en latex roulé, ø 2,2 x 20 cm non stériles,
non lubrifiées

Heltis
Line



- Les protections de sondes ø 2,2 x 20 cm sont spécialement adaptées pour la protection des sondes endocavitaires ou sectorielles de diamètre inférieur à 30 mm
- Pour un diamètre supérieur, nous recommandons l'usage de protections de sondes de dimensions ø 3,5 x 20 cm
- Non stériles, non lubrifiées

PROTECTIONS DE SONDES NON STÉRILES EN LATEX		
Désignation	Condt.	Référence
Protections de sondes latex roulé ø 2,2 x 20 cm non lubrifiées	Bte de 144 foils individuels	PMPS4010

PROTECTIONS DE SONDES NON STÉRILES LATEX 3,5 X 20 CM

Protections de sondes en latex roulé, ø 3,5 x 20 cm non stériles,
lubrifiées ou non lubrifiées

Heltis
Line



- Les protections de sondes ø 3,5 x 20 cm sont spécialement adaptées pour un usage avec des sondes sectorielles ayant un diamètre supérieur à 30 mm, les sondes superficielles linéaires et convexes
- Non stériles, disponibles en lubrifiées ou non lubrifiées

PROTECTIONS DE SONDES NON STÉRILES EN LATEX		
Désignation	Condt.	Référence
Protections de sondes latex roulé ø 3,5 x 20 cm lubrifiées	Bte de 144 foils individuels	PMPS1000
Protections de sondes latex roulé ø 3,5 x 20 cm non lubrifiées	Bte de 144 foils individuels	PMPS2000



PROTECTIONS DE SONDES NON STÉRILES

PROTECTIONS DE SONDES NON STÉRILES SANS LATEX Ø 3,3CM

Protections de sondes sans latex, en polyisoprène, ø 3,3 x 23
cm, non stériles, non lubrifiées

Heltis
Line

- **Protections de sondes spécialement conçues sans latex afin d'éliminer tout risque d'allergies**
- Adaptées pour un usage avec des sondes de petites tailles
- Il est important de préciser que le polyisoprène n'offre pas l'élasticité du latex. Aussi, afin de limiter le risque de rupture de la protection, il est recommandé de n'utiliser ces protections que sur des sondes de petites dimensions telles que les sondes endocavitaires ou sectorielles. Pour des sondes de dimensions plus importantes, nous recommandons l'usage de protections stériles en polyuréthane aux dimensions adaptées.
- Compte tenu du risque de rupture de la protection, il convient de réaliser une désinfection de haut niveau de la sonde avant usage sur le patient afin d'éliminer tout risque de contamination croisée.
- Non stériles, disponibles non lubrifiées et livrées en boîte de 50 pièces avec foil individuel



PROTECTIONS DE SONDES NON STÉRILES SANS LATEX		
Désignation	Condt.	Référence
Protections de sondes polyisoprène roulé ø 3,3 x 23 cm non lubrifiées	Bte de 50 foils individuels	2808.2001

Indications médicales : Protections de sondes destinées à la protection des sondes d'échographies lors des examens échographiques superficiels et endocavitaires.

CHAMPS DE PROTECTION

PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES

PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES LATEX

Protections de sondes stériles en latex de petits formats

Petits formats

Heltis
Line

- **Protections de sondes en latex roulé très haute densité** destinées à protéger durablement et efficacement les sondes afin d'éliminer toute contamination croisée
- Préalablement à toute exploration fonctionnelle invasive nécessitant l'usage d'une protection de sonde stérile, la sonde doit impérativement être traitée par une désinfection de haut niveau.
- Protections stériles à usage unique, livrées en sachet pelable unitaire, stérilisées par radiation
- Matière : Latex



PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES LATEX		
Désignation	Condt.	Référence
Protections de sondes stériles en latex - 20 x 200 mm	Bte de 20	2801.1010
Protections de sondes stériles en latex - 26 x 200 mm	Bte de 20	2801.1012
Protections de sondes stériles en latex - 30 x 200 mm	Bte de 20	2801.1022
Protections de sondes stériles en latex - 33 x 195 mm	Bte de 20	2801.1030

STERILE EO

PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES LATEX

Protections de sondes stériles en latex de grands formats

Grands formats

Heltis
Line

- **Protections de sondes en latex roulé très haute densité** destinées à protéger durablement et efficacement les sondes afin d'éliminer toute contamination croisée.
- Préalablement à toute exploration fonctionnelle invasive nécessitant l'usage d'une protection de sonde stérile, la sonde doit impérativement être traitée par une désinfection de haut niveau.
- Protections stériles à usage unique, livrées en sachet pelable unitaire, stérilisées par radiation
- Trois diamètres de protections de sondes disponibles : 60/ 70/ 80 mm
- Longueur disponible : 300 mm
- Pour un parfait maintien en position de la protection sur la sonde, un clip de maintien est livré avec chaque protection
- Matière : Latex



PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES LATEX		
Désignation	Condt.	Référence
Protections de sondes stériles en latex - 60 x 300 mm avec clip de maintien	Bte de 8	2800.1000
Protections de sondes stériles en latex - 70 x 300 mm avec clip de maintien	Bte de 8	2800.1018
Protections de sondes stériles en latex - 80 x 300 mm avec clip de maintien	Bte de 8	2800.1004

STERILE EO



PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES

PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES POLYURÉTHANE

Protections de sondes stériles sans latex, en polyuréthane

Heltis
Line

Grandes longueurs

- Protections de sondes sans latex, en polyuréthane
- Kit stérile comprenant :
 - 1 protection de sonde
 - 2 bandes de fixation
 - 2 élastiques
 - 1 dose de gel d'échographie stérile
 - 1 champ
- Dispositif médical stérile à usage unique livré en sachet pelable unitaire



PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES POLYURÉTHANE		
Désignation	Condt.	Référence
80 x 610 mm avec 2 bandes de fixation + 2 élastiques + gel stérile + champ	Bte de 30	2804.1018
100 x 610 mm avec 2 bandes de fixation + 2 élastiques + gel stérile + champ	Bte de 30	2804.1019
130x610mm avec 2 bandes de fixation + 2 élastiques + gel stérile + champ	Bte de 30	2804.1020
150 x 610 mm avec 2 bandes de fixation + 2 élastiques + gel stérile + champ	Bte de 30	2804.1021
100 x 1220 mm avec 2 bandes de fixation + 2 élastiques + gel stérile + champ	Bte de 30	2804.1022
130 x 1220 mm avec 2 bandes de fixation + 2 élastiques + gel stérile + champ	Bte de 30	2804.1024
150 x 1220 mm avec 2 bandes de fixation + 2 élastiques + gel stérile + champ	Bte de 30	2804.1026
100 x 2440 mm avec 2 bandes de fixation + 2 élastiques + gel stérile + champ	Bte de 30	2804.1023
130 x 2440 mm avec 2 bandes de fixation + 2 élastiques + gel stérile + champ	Bte de 30	2804.1025
150 x 2440 mm avec 2 bandes de fixation + 2 élastiques + gel stérile + champ	Bte de 30	2804.1027

STERILE EO

CHAMPS DE PROTECTION

PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES

PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES POLYURÉTHANE

Protections de sondes stériles sans latex, en polyuréthane

Heltis
Line

Petites longueurs

- Protections de sondes sans latex, en polyuréthane
- Avec élastique de maintien
- Dispositif médical stérile à usage unique livré en sachet pelable unitaire



PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES POLYURÉTHANE		
Désignation	Condt.	Référence
30 x 300 mm et élastique de maintien	Bte de 20	2801.1028

STERILE EO

BIOPSIE

CONSOMMABLES POUR ARCHIVAGE

PRODUITS MÉDICAUX

CHAMPS DE PROTECTION

DRAINAGE



PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES

PROTECTIONS DE SONDE STÉRILES SYSTÈME PULL EN POLYURÉTHANE

Protections de sondes en polyuréthane haute densité destinées à protéger durablement et efficacement les sondes invasives, sectorielles, linéaires et convexes afin d'éliminer toute contamination croisée

Heltis
Line

- Le système **PULL** permet une mise en place rapide et sécurisée sur la sonde tout en limitant au mieux le risque de contamination de la protection de sonde lors de la manipulation.
- Nos protections en polyuréthane garantissent l'absence de latex et évitent ainsi tout risque de réaction allergique. De plus, le polyuréthane offre un contact particulièrement doux et chaud et permet la réalisation de l'examen dans les conditions de confort les meilleures pour le patient.
- Préalablement à toute exploration fonctionnelle invasive nécessitant l'usage d'une protection de sonde stérile, la sonde doit impérativement être traitée par une désinfection de haut niveau.
- Nos protections **PULL** sont disponibles en longueurs 61cm ou 122cm au choix afin de parfaitement protéger la sonde et le câble. En cas de nécessité, il est possible en option d'ajouter une gaine stérile pour le câble disponible **page 56** sous la référence 2804.1071.
- Dispositif médical stérile à usage unique livré en sachet pelable unitaire stérilisé à l'oxyde d'éthylène.



Rapide et facile à utiliser !

KITS PROTECTIONS DE SONDE SYSTÈME PULL			
Désignation	Pliage	Cond.	Référence
Kit protection de sonde polyuréthane 70 x 360 mm Stérile	Système Pull	Bte de 4 kits	2804.1081
Kit protection de sonde polyuréthane 140 x 610 mm Stérile	Système Pull	Bte de 30 kits	2804.1073
Kit protection de sonde polyuréthane 140 x 1220 mm Stérile	Système Pull	Bte de 30 kits	2804.1074

STERILE EO



CHAMPS DE PROTECTION

PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES

PROTECTION DE SONDE STÉRILE POUR EXAMENS ETO

Protection de sonde stérile pour examens transœsophagiens ETO

Heltis
Line



- Protection de sonde avec cale-dent, seringue de gel et twistlock pré-assemblé
- Matière : polyuréthane
- Modèle adulte
- Dispositif médical stérile à usage unique, livré dans un emballage unitaire
- Conditionnement par boîte de 10 unités

PROTECTION DE SONDE ETO PRÉ-ASSEMBLÉE				
Désignation	Format	Matière	Cond.	Référence
Kit ETO stérile - Modèle Adulte	25/11 x 1000 mm	Polyuréthane	Bte de 10	2801.1001

STERILE EO

PROTECTION DE SONDE STÉRILE POUR EXAMENS ETO

Protection de sonde stérile pour examens transœsophagiens ETO

Heltis
Line



- Protection de sonde avec cale-dent, seringue de gel et twistlock sur plateau
- Matière : polyuréthane
- Modèle adulte
- Dispositif médical stérile à usage unique, livré dans un emballage unitaire
- Conditionnement par boîte de 10 unités

PROTECTION DE SONDE ETO EN PLATEAU				
Désignation	Format	Matière	Cond.	Référence
Kit ETO stérile - Modèle Adulte	25/11 x 1000 mm	Polyuréthane	Bte de 10	2801.1040

STERILE EO



PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES

PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES EN LATEX

Protections de sondes stériles en latex de petits formats

Petits formats
Ø 13,5 à 40 mm

Heltis
Line

- **Protections de sondes en latex roulé très haute densité** destinées à protéger durablement et efficacement les sondes afin d'éliminer toute contamination croisée
- Préalablement à toute exploration fonctionnelle invasive nécessitant l'usage d'une protection de sonde stérile, la sonde doit impérativement être traitée par une désinfection de haut niveau. Nous recommandons une désinfection par UV-C ou une désinfection humide de la sonde
- Protections stériles à usage unique, livrées en sachet pelable unitaire, stérilisées par radiation
- Matière : Latex



PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES LATEX		
Désignation	Cond.	Référence
Protections de sondes stériles en latex - 36 x 300 mm	Bte de 18	2800.1019
Protections de sondes stériles en latex - 40 x 300 mm	Bte de 18	2800.1020

STERILE EO

CHAMPS DE PROTECTION

PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES

PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES EN POLYURÉTHANE

Protections de sondes stériles sans latex, en polyuréthane

Plusieurs longueurs
30/61/91/122 et 244 cm

Heltis
Line

- **Protections de sondes sans latex, en polyuréthane**
- Kit stérile comprenant :
 - 1 protection de sonde
 - 2 bandes de fixation
 - 2 élastiques
 - 1 dose de gel d'échographie stérile
 - 1 champ
- Dispositif médical stérile à usage unique livré en sachet pelable unitaire



PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES POLYURÉTHANE 30 CM		
Désignation	Cond.	Référence
130 x 300 mm avec 2 bandes de fixation + 2 élastiques + gel stérile + champ	Bte de 30	2804.1051

PROTECTIONS DE SONDES STÉRILES POLYURÉTHANE 91 CM		
Désignation	Cond.	Référence
140 x 910 mm avec 2 bandes de fixation + 2 élastiques + gel stérile + champ	Bte de 30	2804.1077

STERILE EO



DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL BILIAIRE

PARTIE 5 : DRAINAGE

Cathéters de drainage biliaire SKATER	47
Cathéter de néphrostomie SKATER.....	49
Drainage SKATER ALL PURPOSE	52
Aiguilles cathéter SKATER CENTESIS.....	54
Drainage SKATER MINI-LOOP ALL PURPOSE.....	55
Poche de drainage	56

Informations techniques et tarifaires du catalogue non contractuelles, sous réserve de modifications.

SPÉCIAL DRAINAGE BILIAIRE

Cathéters de drainage biliaire SKATER™ seuls



Les cathéters de drainage biliaire SKATER™ sont utilisés pour drainer les voies biliaires et sont placés selon la technique de Seldinger.

- Bande de marquage radio-opaque qui fournit une bonne visibilité du dernier trou de drainage, pour un placement précis dans les voies biliaires
- Polyuréthane souple pour une résistance à la plicature et une mémoire de forme
- Revêtement hydrophile pour une insertion facile
- Grandes trous de drainage ovales et grande lumière pour une capacité de drainage optimale
- Comprend : cathéter de drainage biliaire SKATER™ avec un rigidificateur métallique, un rigidificateur souple, un redresseur de queue de cochon amovible et un système de verrouillage avec languette amovible. Trous de drainage additionnels pour le drainage des conduits biliaires vers le duodenum.

SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE BILIAIRE AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE			
Désignation	Cond.	Référence	
8F x 40 cm, accepte un guide de .038 "	Bte de 5	755308040	
10F x 40 cm, accepte un guide de .038 "	Bte de 5	755310040	
12F x 40 cm, accepte un guide de .038 "	Bte de 5	755312040	

SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE BILIAIRE AVEC QUEUE DE COCHON NON VERROUILLABLE			
Désignation	Cond.	Référence	
8F x 40 cm, accepte un guide de .038 "	Bte de 5	755208040	
10F x 40 cm, accepte un guide de .038 "	Bte de 5	755210040	
12F x 40 cm, accepte un guide de .038 "	Bte de 5	755212040	

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater biliaire est destiné au drainage biliaire transcutané.

SPÉCIAL DRAINAGE BILIAIRE

Ensemble introducteur SKATER™
Accès biliaire pour l'introduction sans guide de .035" ou .038"

ENSEMBLES INTRODUCTEURS SKATER™ ACCÈS BILIAIRE POUR L'INTRODUCTION D'UN GUIDE DE .035" OU .038"						
Désignation	Aiguille Trocart	Aiguille Chiba	Guide d'accès	Dilatateur co-axial	Cond.	Référence
Ensemble d'accès biliaire	21G x 15 cm	-	Nitinol de .018 " x 80 cm	6F x 26 cm	Bte de 5	651406300

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage biliaire transcutané.



DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL BILIAIRE

SPÉCIAL DRAINAGE BILIAIRE

Kits introducteur drainage biliaire SKATER™ avec queue de cochon verrouillable



- Ponction par aiguille fine, avec une aiguille trocart 21G, un guide d'accès de .018'' en acier inoxydable ou en nitinol et un dilateur co-axial 6 French, qui permet la mise en place atraumatique du guide Amplatz de .035''
- Cathéter de drainage biliaire SKATER™ avec queue de cochon verrouillable et rigidificateur métallique ou flexible
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite



KITS DE DRAINAGE BILIAIRE SKATER™ AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE							
Désignation	Aiguille Trocart	Guide d'accès	Dilatateur co-axial	Guide Amplatz	Dilatateur	Main tien	Cond. Référence
Ensemble 8F avec cathéter biliaire SKATER™ 8F x 40 cm	21G x 15 cm	Nitinol .018'' x 80 cm	6F x 26 cm	.035'' x 150 cm	8F x 20 cm	Skin Fix™	Bte de 5 765308300
Ensemble 10F avec cathéter biliaire SKATER™ 10F x 40 cm	21G x 15 cm	Nitinol .018'' x 80 cm	6F x 26 cm	.035'' x 150 cm	8F x 20 cm et 10F x 20 cm	Skin Fix™	Bte de 5 765310300

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage biliaire transcutané.

DRAINAGE

DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL NÉPHROSTOMIE

KITS NÉPHROSTOMIE

Kits de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon verrouillable et fil guide d'accès .018'' x 80 cm



- Ponction par aiguille fine, avec une aiguille trocart 21G, un guide d'accès de .018'' en acier inoxydable ou en nitinol et un dilateur co-axial 6 French, qui permet la mise en place atraumatique d'un guide Amplatz de .035''
- Cathéter de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon verrouillable et rigidificateur métallique ou flexible



KITS DE NÉPHROSTOMIE INTRODUCTEUR SKATER™ AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE ET FIL GUIDE D'ACCÈS							
Désignation	Fil guide d'accès	Guide Amplatz	Aiguille Trocart	Dilatateur co-axial	Dilatateurs	Cond.	Référence
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	Nitinol de .018'' x 80 cm	.035'' x 90 cm	21G x 15 cm	6F x 18 cm	8F x 20 cm	Bte de 5	767308300
Kit Néphrostomie SKATER™ 10F x 35 cm	Acier inoxydable .018'' x 80 cm	.035'' x 90 cm	21G x 15 cm	6F x 18 cm	8F, 10F	Bte de 5	767310000

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage transcutané de néphrostomie.




DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL NÉPHROSTOMIE

KITS NÉPHROSTOMIE

Kits de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon non verrouillable



- Aiguille pour ponction 18G avec stylet pour une insertion rapide du guide Amplatz WORKER™ résistant, flexible et lisse
- Cathéter de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon non verrouillable et rigidificateur métallique ou flexible
- Extrémité distale enduite du revêtement SLIP-COAT™ pour une insertion facile
- Lumière de grand diamètre et grands trous de drainage ovales pour une capacité de drainage maximale



KITS DE NÉPHROSTOMIE SKATER™ AVEC QUEUE DE COCHON NON VERROUILLABLE					
Désignation	Aiguille Ponction	Guide	Dilatateurs	Condt.	Référence
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	Amplatz de .035" x 90 cm	6F, 8F	Bte de 5	750308000
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	HD en J de .035" x 100 cm	6F, 8F	Bte de 5	750308100
Kit Néphrostomie SKATER™ 10F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	Amplatz .035" x 90 cm	6F, 8F, 10F	Bte de 5	750310000
Kit Néphrostomie SKATER™ 12F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	Amplatz .035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F	Bte de 5	750312000
Kit Néphrostomie SKATER™ 14F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	Amplatz .035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F, 14F	Bte de 5	750314000

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage transcutané de néphrostomie.

DRAINAGE


DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL NÉPHROSTOMIE

KITS NÉPHROSTOMIE

Kits de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon verrouillable



- Aiguille pour ponction 18G avec stylet pour une insertion rapide du guide Amplatz WORKER™ résistant, flexible et lisse
- Cathéter de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon verrouillable et rigidificateur métallique ou flexible
- Extrémité distale enduite du revêtement SLIP-COAT™ pour une insertion facile
- Lumière de grand diamètre et grands trous de drainage ovales pour une capacité de drainage maximale



KITS DE NÉPHROSTOMIE SKATER™ AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE							
Désignation	Aiguille Chiba	Aiguille Ponction	Guide Amplatz WORKER	Dilatateurs	Raccord Poche	Condt.	Référence
Kit Néphrostomie SKATER™ 6F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757306600
Kit Néphrostomie SKATER™ 6F x 35 cm	22G x 20 cm	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757306700
Kit Néphrostomie SKATER™ 7F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 7F	-	Bte de 5	757307000
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F	-	Bte de 5	757308000
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757308600
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	22G x 20 cm	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757308700
Kit Néphrostomie SKATER™ 10F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F, 10F	-	Bte de 5	757310000
Kit Néphrostomie SKATER™ 12F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F	-	Bte de 5	757312000
Kit Néphrostomie SKATER™ 14F x 35 cm	22G x 20 cm	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F, 14F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757314700

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage transcutané de néphrostomie.



DRAINAGE SKATER™ ALL PURPOSE

CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ NON VERROUILLABLE

Cathéters de drainage SKATER™
avec queue de cochon non verrouillable



- Cathéters pour le drainage percutané des abcès selon la technique de ponction directe ou selon la technique Seldinger
- **Large gamme de tailles de 6F à 16F et de 15cm à 60cm**
- Le stylet de trocart Choice Lock™ permet un drainage d'abcès d'une seule main (non disponible sur toutes les tailles)
- Les cathéters de drainage SKATER™ sont en polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite.
- Les cathéters comportent un revêtement hydrophile SLIP-COAT™ pour une friction minimale durant l'insertion.
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Traumatismes et ulcérations tissulaires minimales pour augmenter le confort du patient
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

Chaque set comprend :

- 1 cathéter Skater
- 1 redresseur de queue de cochon amovible
- 1 rigidificateur métallique
- 1 rigidificateur souple (non disponible en 6F et 7F)



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON NON VERROUILLABLE						
Désignation	Taille max. du guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Référence
6F x 15 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106015
6F x 20 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106020
6F x 25 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106025
7F x 20 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756107020
7F x 25 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756107025
8F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108020
8F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108025
8F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108030
10F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110020
10F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110025
10F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110030
12F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756112020
12F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756112025
14F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756114020
14F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756114025
16F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756116025

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).

DRAINAGE

DRAINAGE SKATER™ ALL PURPOSE

CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ VERROUILLABLE


Cathéters de drainage SKATER™
avec queue de cochon verrouillable



- Cathéters pour le drainage percutané des abcès selon la technique de ponction directe ou selon la technique Seldinger
- **Large gamme de tailles de 6F à 16F et de 15cm à 60cm**
- Le stylet de trocart Choice Lock™ permet un drainage d'abcès d'une seule main (non disponible sur toutes les tailles)
- Les cathéters de drainage SKATER™ sont en polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite.
- Les cathéters comportent un revêtement hydrophile SLIP-COAT™ pour une friction minimale durant l'insertion.
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Traumatismes et ulcérations tissulaires minimales pour augmenter le confort du patient
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

Chaque set comprend :

- 1 cathéter Skater
- 1 redresseur de queue de cochon amovible
- 1 rigidificateur métallique
- 1 rigidificateur souple (non disponible en 6F et 7F)
- 1 système de verrouillage à languette amovible



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE						
Désign.	Taille guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Réf.
6F x 15 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606015
6F x 20 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606020
6F x 25 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606025
6F x 35 cm	.035"	Non	Non		Bte de 5	756606035
7F x 15 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607015
7F x 20 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607020
7F x 25 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607025
8F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608015
8F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608020
8F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608025
8F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608030
8F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756608035
8F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756608045
10F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610015
10F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610020
10F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610025
10F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610030
10F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610035
10F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610045
10F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610060

STERILE EO

SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE						
Désign.	Taille guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Réf.
12F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612015
12F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612020
12F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612025
12F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612030
12F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612035
12F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612045
12F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612060
14F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614015
14F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614020
14F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614025
14F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614030
14F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614035
14F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614045
14F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614060
16F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756616025
16F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756616030
16F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616035
16F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616045
16F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616060



DRAINAGE PLEURAL SKATER™ CENTESIS


DRAINAGE SKATER™ MINI-LOOP ALL PURPOSE

AIGUILLES CATHÉTER SKATER™ CENTESIS

Conçues pour des aspirations percutanées de liquides et pour des drainages de petit volume



- Un bouchon à évent permet à l'air de sortir du cathéter durant l'insertion tout en protégeant le clinicien des projections de liquide
- Une aiguille d'introducteur à Luer-Lock permet une mise en place en sécurité avec une seule main ; l'aiguille de type stylet creux permet d'aspirer les liquides avant de retirer le stylet
- La pointe d'aiguille échogène facilite la visualisation durant la mise en place par échoguidage
- L'extrémité effilée du cathéter assure une bonne transition entre le cathéter et l'aiguille afin de faciliter insertion
- Quatre trous latéraux situés à l'extrémité distale du cathéter facilitent le drainage des petites cavités



AIGUILLES CATHETER SKATER™ CENTESIS		
Désignation	Cond.	Référence
4F x 7 cm	Bte de 5	700304007
4F x 10 cm	Bte de 5	700304010
4F x 15 cm	Bte de 5	700304015
5F x 7 cm	Bte de 5	700305007
5F x 10 cm	Bte de 5	700305010
5F x 15 cm	Bte de 5	700305015
5F x 15 cm, sans trous latéraux	Bte de 5	700405015
5F x 20 cm	Bte de 5	700305020

STERILE EO

Indications médicales : Les cathéters SKATER™ Centesis sont destinés à être utilisés pour les procédures de drainage de faibles volumes et les aspirations percutanées de liquides.

CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ MINI-LOOP

Cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop avec queue de cochon verrouillable



Nouveau !
Spécial drainage
petites cavités



40 % plus petit

- Avec l'introduction du cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop, notre famille de cathéters de drainage vous offrent encore plus de flexibilité et permettent la réalisation de drainages en pédiatrie ou dans des petites cavités.
- Les cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop permettent une insertion facile pour un drainage maximal.
- Les cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop conviennent au drainage percutané des abcès ou des liquides prélevés dans de petites cavités par la technique de la ponction directe ou dans les reins par la technique de Seldinger.
- Bénéfices produit :
 - 40 % plus petits que les cathéters standards
 - Compatibles avec l'alcool et la doxycycline
 - Recommandés pour le confort des patients
 - Verrouillable pour un parfait maintien en position

- Chaque set comprend :
- 1 cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop
 - 1 trocart stylet Choice Lock pour la technique en ponction directe
 - 1 redresseur de queue de cochon amovible
 - 1 canule de raidissement rigide en métal
 - 1 système de verrouillage avec languette amovible



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE MINI-LOOP					
Désignation	Taille max. du guide	Stylet trocart	Taille du trocart	Cond.	Référence
6F x 15 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606015
6F x 20 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606020
6F x 25 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606025
7F x 15 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758607015
7F x 25 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758607025
8F x 15 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758608015
8F x 25 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758608025
10F x 15 cm	.038"	Oui	17G	Bte de 5	758610015
10F x 25 cm	.038"	Oui	17G	Bte de 5	758610025
12F x 15 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758612015
12F x 25 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758612025
14F x 25 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758614025

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater Mini Loop ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).



POCHES DE DRAINAGE STÉRILES

POCHE DE DRAINAGE 600 ML

Poche de drainage stérile de 600 ml



Poche de drainage stérile de 600 ml avec vidange par le bas et tube de drainage de longueur réglable.

- Tube souple résistant à la plicature pouvant être coupé à la longueur appropriée
- Valve de type à rotation pour un vidange rapide et facile de la poche de drainage
- Valve anti-retour pour éviter les contaminations rétrogrades
- Ceinture souple entièrement réglable



POCHE DE DRAINAGE STÉRILE			
Désignation	Cond.	Référence	
Poche de drainage 600 ml avec tube de vidange ajustable - Luer-Lock mâle	Bte de 20	DBAG600	
		STERILE	EO

À FAIRE DÈS RÉCEPTION...

PROCÉDURES À LA RÉCEPTION DE VOTRE MARCHANDISE

- 1° Lors de la livraison de votre commande, contrôlez toujours **L'ETAT DE VOTRE EMBALLAGE** et **DE VOTRE MARCHANDISE** en présence du transporteur.
Ne signez aucun document avant d'avoir fait ces contrôles.
- 2° En cas de difficultés avec le transporteur, contactez votre conseiller commercial au **+33(0)2 48 50 88 77**.

QUE FAIRE SI L'EMBALLAGE EST DÉTÉRIORÉ ?

- 1° **REFUSEZ** systématiquement **LE COLIS**.
- 2° Mentionnez sur le récépissé de livraison : **« MARCHANDISE REFUSÉE-COLIS ENDOMMAGÉ »**.
- 3° Signez le récépissé et veillez à ce que le transporteur reparte avec toute la marchandise.
- 4° Contactez immédiatement votre conseiller commercial au **+33(0)2 48 50 88 77**.

QUE FAIRE SI L'EMBALLAGE EST INTACT ?

- 1° **DÉBALLEZ** la marchandise **EN PRÉSENCE DU TRANSPORTEUR**, vérifiez qu'elle est en bon état.
Si c'est le cas, signez le récépissé et conservez la marchandise.
- 2° Si la marchandise est **détériorée** ou si vous **constatez des manques** par rapport à votre commande, indiquez le, de la façon la plus précise possible, sur le bordereau de livraison.
Contactez votre conseiller commercial au **+33(0)2 48 50 88 77**.
- 3° **Dans les 3 jours qui suivent la livraison, vous devez impérativement confirmer, par lettre recommandée avec AR adressée au transporteur, les dommages ou les manques constatés lors de la livraison.**
Nous adresser dans le même temps une copie de votre courrier.

RAPPELS IMPORTANTS

- 1° Article L 133-3 du code de commerce :
« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».
- 2° En cas de doute lors d'une livraison, **n'indiquez jamais** sur le récépissé **« Sous réserve de déballage »**. Cette mention n'a aucune valeur juridique et ne peut donner droit à quelque dédommagement que ce soit.
- 3° Les produits réceptionnés par vos soins, sans émission de réserves à la livraison, et sans confirmation par lettre recommandée adressée au transporteur dans les 3 jours qui suivent la livraison, ne pourront ouvrir droit à dédommagement de la part du transporteur ou de l'expéditeur.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- 1) PRÉAMBULE
Nos conditions de vente sont seules valables et réputées acceptées par l'acheteur. Elles sont opposables à toute condition générale d'achat. Toute clause contraire doit faire l'objet d'un accord écrit.
- 2) FORMATION DU CONTRAT
Le contrat est formé dès réception d'une commande (téléphone, télécopie ou autre).
- 3) REDACTION DES COMMANDES
Nous recommandons d'utiliser les références et désignations de nos catalogues et tarifs. Si une erreur de livraison devait survenir par suite d'une imprécision, nous en déclinons toute responsabilité; les frais de retour seraient à la charge de l'acheteur. (Voir article 8).
• Respecter le minimum de colisage lorsqu'une telle disposition est prévue
• Indiquer le mode d'expédition souhaité.
• Tous nos appareils sont fournis en 230 V-50 HZ avec prises aux normes européennes. Tension et prises différentes nous consulter.
- 4) DOCUMENTATION
Les illustrations du catalogue montrent les appareils et articles tels qu'ils ont été construits au moment de la publication, le vendeur se réservant le droit d'introduire toute modification ou amélioration.
- 5) EMBALLAGE
Les appareils sont emballés individuellement.
Les emballages ne sont pas repris.
Les expéditions sont préparées au mieux de l'intérêt de l'acheteur et lors des groupages, le matériel est mis sur palette(s).
- 6) EXPEDITION
S'il le désire, le délai de livraison sera notifié à l'acheteur. Il s'agit dans tous les cas, d'un délai indicatif. Il n'oblige pas le vendeur qui ne pourra en aucun cas être tenu au versement d'une quelconque indemnité si le délai annoncé ne pouvait être respecté.
Les retards de livraison éventuels ne pourront justifier l'annulation de la commande par l'acheteur.
- 7) MONTAGE
Pour les articles livrés démontés, le montage reste à la charge de l'acheteur et est effectué sous sa seule responsabilité, sauf accord préalable entre l'acheteur et le vendeur.
- 8) ASSURANCE ET TRANSPORT
• Nos marchandises voyagent aux frais et risques du destinataire sans dérogation à cette clause.
• Lors de la livraison, l'acheteur, ou son réceptionnaire, est tenu de déballer la marchandise et de vérifier son bon état en présence du transporteur.
Si la marchandise est détériorée ou s'il constate des manques par rapport à la commande, l'acheteur devra l'indiquer de la façon la plus précise possible sur le bordereau de livraison qu'il remettra au transporteur.
Dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception des marchandises, l'acheteur devra notifier par lettre recommandée au transporteur sa réclamation détaillée.
Si cette formalité, ou toute autre prévue par l'article L 133-3 du code de commerce, n'est pas accomplie, l'acheteur se trouvera privé de son droit d'agir en responsabilité contre le transporteur.
Dans un délai de 8 jours, l'acheteur nous fera parvenir copie de sa lettre de réclamation au transporteur.
• Si l'emballage est détérioré, l'acheteur devra refuser la livraison et indiquer sur le bordereau de livraison « colis endommagé ».
- 9) RETOURS
• Aucun retour, sans autorisation écrite de notre part, ne sera accepté. Le retour doit être accompagné d'un bordereau faisant référence à la facture et au bon de livraison d'origine ainsi que les motifs du retour.
• Toute reprise de matériel se fera avec une moins value de 20 % sous réserve de son état.
• Les fabrications spéciales ne sont pas reprises.
- 10) PRIX ET CONDITIONS
• Les ventes se font au départ de notre adresse administrative et commerciale.
• Frais de configuration et paramétrage en sus
• Fabrication spéciale : sauf accord particulier, paiement 50% à la commande, le solde aux conditions habituelles.
• TVA applicable à ce jour en France 20%.
- 11) PAIEMENTS
• Nos factures sont payables à notre adresse administrative et commerciale.
• Sauf stipulation contraire, nos livraisons sont payables par chèque ou virement :
- D'avance
- Contre remboursement
- 15 jours après réception de la facture
• Conformément à la LME n° 2008-776 du 04 août 2008, tout règlement effectué après l'échéance entraînera une pénalité de retard fixée à 3 fois le taux d'intérêt légal, sans que le vendeur n'effectue de formalités spécifiques.
• Toute réclamation des sommes dues, envoyée en recommandé avec AR, est considérée comme une sommation de payer.
• Les réclamations relatives à la facturation, doivent nous parvenir dans les 8 jours suivant la réception de facture. Toute facture non contestée dans ce délai sera réputée acceptée par l'acheteur.
- 12) CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
1 - A compter de l'enlèvement de la marchandise (départ usine), la garde et les risques des marchandises sont transférés à l'acheteur.
2 - Conformément aux termes de la loi 80.355 du 12 mai 1980 nous conservons la propriété des marchandises vendues jusqu'à paiement effectif de l'intégralité de leur prix en principal et accessoires ; jusqu'à ce moment l'acheteur aura la qualité de dépositaire des produits impayés.
3 - Ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause la remise d'un titre créant une obligation de payer (effet de commerce ou autre).
4 - Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des marchandises.
- 13) GARANTIE CONSTRUCTEUR POUR LES MATERIELS ET APPAREILLAGES
• Le vendeur prend la responsabilité de remédier à tous défauts de ses appareils
• Cette garantie est valable pendant une période de 1 an pour tout vice de fabrication.
La période de garantie commence à la date de livraison de la marchandise et au plus tard dans les 30 jours suivant la date contractuelle à laquelle la marchandise a été mise à la disposition de l'acheteur.
• Si un défaut apparaît, l'acheteur doit en informer le vendeur qui doit y remédier dans les plus brefs délais. Le vendeur se réserve la possibilité de réparer ou d'échanger le matériel à ses frais.
• En aucun cas, le vendeur n'aura à verser une compensation à l'acheteur.
• Cette garantie ne s'applique qu'aux conditions particulières spécifiées sur notre pro forma.
• En aucun cas, l'article ne sera remboursé.
- 14) EXPORT
Facturation H.T. départ de notre entrepôt en Euros.
Frais d'emballage en sus (Avion ou maritime à préciser).
Transport et assurance à la charge du destinataire.
- 15) ARBITRAGE
En cas de contestation ou de litige et quelle que soit l'importance de ceux-ci, le Tribunal de Commerce de Bourges est seul compétent.



7 place Louis LACOMBE
18000 BOURGES

Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77
Fax : +33 (0)2 48 50 88 79

contact@api2000.fr

**Tous nos produits sur
www.api2000.fr**



ISO 9001 : 2015

