



## CATALOGUE SPÉCIFIQUE DU MARCHÉ

DM & DMI

«CARDIOLOGIE ET RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLES»

2024-2025



## Conditions du marché

Cette année 2024, nous avons le plaisir de vous proposer notre catalogue spécialement consacré au marché gagné avec Helpévia. Une fois encore, les équipes du Laboratoire API 2000 ont su sélectionner une gamme pour le marché de la «Cardiologie et Radiologie interventionnelles».

Parmi ce marché vous découvrirez différents lots comme :

- les cathéters de ponction,
- les cathéters de drainage d'abcès/néphrostomie,
- les cathéters de drainage des voies biliaires.

Nous aurons l'immense plaisir de tous vous retrouver tout au long de l'année sur différents salons et lors des Journées Francophones de Radiologie à Paris.

Bien entendu, nous restons très vigilants quant à la qualité du mode de fonctionnement qui nous distingue :

- un seul interlocuteur dédié : votre conseiller commercial vous accompagne dans toutes vos démarches,
- notre mode de commercialisation par téléphone ne perturbe pas votre activité professionnelle : votre conseiller est à votre écoute au moment qui vous convient,
- maîtrise des délais : plus de 90% de nos produits sont en stock permanent,
- un département Produits pour apporter une solution à vos besoins spécifiques,
- un service d'assistance technique à votre écoute,
- une gestion économique et simplifiée de vos achats par la centralisation annuelle de vos commandes et le cadencement des livraisons en fonction de vos besoins,
- pas d'immobilisation de trésorerie : une facturation par livraison,
- l'ensemble de nos activités est à la norme ISO 9001 : 2015.

Pour plus d'informations sur nos produits, n'hésitez à consulter notre site internet : [www.api2000.fr](http://www.api2000.fr)

### DM & DMI

#### MARCHÉ «CARDIOLOGIE ET RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLES»

Date de début : 01/01/24

Date de fin : 31/12/25


Minimum de commande : 120€ HT

Délais de livraison : sous 48/72 heures selon les disponibilités en stock

Frais de port : en SUS

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

## LES AVANTAGES DE LA COMMANDE ANNUELLE CADENCÉE



- Votre conseiller commercial est votre seul interlocuteur
- Tarif négocié grâce au volume de votre commande annuelle
- Livraisons en Franco de Port
- Aucune augmentation tarifaire pendant l'exécution de la commande
- Pas de surstockage dans vos locaux
- Pas d'avance de trésorerie : une facture par livraison

## L'offre globale pour les consommables et les accessoires de l'imagerie médicale

Retrouvez l'ensemble de nos consommables d'imagerie sur le catalogue général API 2000

Tous nos produits sur [www.api2000.fr](http://www.api2000.fr)




Découvrez toutes les sélections d'accessoires, matériels et consommables médicaux :

- Radioprotection et Contrôle Qualité **Tome 1**
- Dispositifs médicaux stériles **Tome 2**
- Imagerie de coupe **Tome 3**
- Imagerie conventionnelle et interventionnelle **Tome 4**
- Consommables d'imagerie API 2000 **Tome 5**
- Imagerie de la femme **Tome 6**
- Consommables d'imagerie VARAY LABORIX **Tome 7**



## SOMMAIRE

### Votre contact personnalisé, région par région



[nordest@api2000.fr](mailto:nordest@api2000.fr)

**NORD-EST : 02 48 50 88 76**

[centreouest@api2000.fr](mailto:centreouest@api2000.fr)

**CENTRE-OUEST : 02 48 50 88 78**

[parisidf1@api2000.fr](mailto:parisidf1@api2000.fr)

75 Rive Gauche, 78, 91, 92, 95

**ILE DE FRANCE : 02 48 50 88 74**

[parisidf2@api2000.fr](mailto:parisidf2@api2000.fr)

75 Rive Droite, 77, 93, 94

**ILE DE FRANCE : 02 48 50 70 23**

[sudest@api2000.fr](mailto:sudest@api2000.fr)

**SUD-EST : 02 48 50 88 72**

[sudouest@api2000.fr](mailto:sudouest@api2000.fr)

**SUD-OUEST : 02 48 50 88 70**

[export@api2000.fr](mailto:export@api2000.fr)

**EXPORT : +33 2 48 66 04 15**

[domtom@api2000.fr](mailto:domtom@api2000.fr)

**DOM-TOM : 02 48 66 04 15**

## DRAINAGE

### CATHÉTERS DE PONCTION

Aiguilles cathéter SKATER™ CENTESIS .....	10
Drainage SKATER™ MINI-LOOP ALL PURPOSE.....	11
Drainage SKATER™ ALL PURPOSE.....	12

### CATHÉTERS DE DRAINAGE D'ABCÈS/NÉPHROSTOMIE

Cathéters et kits de néphrostomie SKATER™ .....	14
Drainage SKATER™ MINI-LOOP ALL PURPOSE.....	17
Drainage SKATER™ ALL PURPOSE.....	18

### CATHÉTERS DE DRAINAGE DES VOIES BILIAIRES

Cathéters de drainage biliaire SKATER™ .....	20
Ensembles introducteurs SKATER™.....	22
SKATER™ FIX.....	23

**Spécialiste des consommables pour  
l'imagerie médicale**





# SYSTÈME DE DRAINAGE SKATER™



- Le système de drainage SKATER™ fournit aux praticiens et aux patients une gamme de produits de drainage capable de répondre à tous leurs besoins.
- Cette gamme inclut des cathéters de toutes tailles pour les procédures de drainage percutané telles que les abcès, la néphrostomie, le drainage biliaire et la ponction.
- Pour permettre un placement optimal du cathéter, un ensemble d'accessoires, y compris des sets introducteurs, des gaines/aiguilles d'introducteur et des systèmes d'accès par aiguilles à bout mousse sont disponibles.
- Cette gamme est complétée par des poches de drainage pour la collecte des liquides.



## Les avantages du système de drainage SKATER™



- Trous de drainage ovales pour une capacité de drainage maximale
- Extrémité distale avec revêtement hydrophile Slip-Coat™ pour réduire de façon conséquente les frictions et permettre une insertion facile



- Extrémité renforcée pour réduire l'effet accordéon au cours de l'introduction
- La correspondance entre la lumière interne du cathéter et l'embout Luer évite l'effet "goulot d'étranglement"



- Polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et un confort du patient amélioré



- Rigidificateur métallique amovible de queue de cochon pour faciliter la mise en place



- Marquage centimétrique du cathéter pour visualiser un éventuel déplacement après sa mise en place
- Rigidificateur souple (seulement pour les gammes Ponction Directe, Drainage et Néphrostomie)



- Indicateur de taille Fr sur l'embout Luer pour faciliter l'identification




- Verrouillage de la queue de cochon par languette amovible

# PONCTION

## SYSTÈME DE DRAINAGE SKATER™

### Gamme Skater™ : Développée pour favoriser un débit de drainage maximal



La gamme des cathéters de drainage SKATER™ propose une gamme complète de cathéters et d'accessoires pour tous les usages, la néphrostomie, le biliaire et les procédures de centèse.

#### All purpose

- Cathéters pour le drainage percutané d'abcès et collecte de fluides en utilisant la ponction directe ou la technique de Seldinger
- Large gamme de tailles de 6F-16F et 15 cm-60 cm
- Disponible en verrouillable et non verrouillable
- Le stylet trocart facilite le placement à une main (non disponible sur toutes les tailles)
- Conçu pour la technique Seldinger
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

#### Drainage Néphrostomie

- Cathéters pour le drainage de néphrostomie en utilisant la technique de Seldinger
- Cathéters verrouillables pour une parfaite tenue dans le temps

#### Drainage biliaire

- Cathéters pour le drainage des voies biliaires
- La bande de marquage radio-opaque offre une vue claire du trou de drainage le plus proximal pour un placement précis dans les voies biliaires
- Trous de drainage supplémentaires pour le drainage du canal biliaire et du duodénum
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

#### Egalement disponibles

- Kits d'introduction SKATER™
- Kits SKATER™
- SKATER™ Centesis
- SKATER™ mini-loop
- Aiguilles et gaines d'introduction (ISN)
- Système d'accès d'aiguilles HAWKINS™
- Poches de drainage
- Système de fixation de cathéter SKATER™ FIX





## DRAINAGE PLEURAL SKATER™ CENTESIS


## DRAINAGE SKATER™ MINI-LOOP ALL PURPOSE

### AIGUILLES CATHÉTER SKATER™ CENTESIS

Conçues pour des aspirations percutanées de liquides et pour des drainages de petit volume



- Un bouchon à évent permet à l'air de sortir du cathéter durant l'insertion tout en protégeant le clinicien des projections de liquide
- Une aiguille d'introducteur à Luer-Lock permet une mise en place en sécurité avec une seule main ; l'aiguille de type stylet creux permet d'aspirer les liquides avant de retirer le stylet
- La pointe d'aiguille échogène facilite la visualisation durant la mise en place par échoguidage
- L'extrémité effilée du cathéter assure une bonne transition entre le cathéter et l'aiguille afin de faciliter l'insertion
- Quatre trous latéraux situés à l'extrémité distale du cathéter facilitent le drainage des petites cavités



AIGUILLES CATHETER SKATER™ CENTESIS				
Désignation	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
4F x 7 cm	Bte de 5	700304007	16,44	82,20
4F x 10 cm	Bte de 5	700304010	16,44	82,20
4F x 15 cm	Bte de 5	700304015	16,44	82,20
5F x 7 cm	Bte de 5	700305007	16,44	82,20
5F x 10 cm	Bte de 5	700305010	16,44	82,20
5F x 15 cm	Bte de 5	700305015	16,44	82,20
5F x 20 cm	Bte de 5	700305020	16,44	82,20

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

STERILE EO

Indications médicales : Les cathéters SKATER™ Centesis sont destinés à être utilisés pour les procédures de drainage de faibles volumes et les aspirations percutanées de liquides.

### CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ MINI-LOOP

Cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop avec queue de cochon verrouillable



Nouveau !  
Spécial drainage  
petites cavités



- Avec l'introduction du cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop, notre famille de cathéters de drainage vous offrent encore plus de flexibilité et permettent la réalisation de drainages en pédiatrie ou dans des petites cavités.
- Les cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop permettent une insertion facile pour un drainage maximal.
- Les cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop conviennent au drainage percutané des abcès ou des liquides prélevés dans de petites cavités par la technique de la ponction directe ou dans les reins par la technique de Seldinger.
- Bénéfices produit :
  - 40 % plus petits que les cathéters standards
  - Compatibles avec l'alcool et la doxycycline
  - Recommandés pour le confort des patients
  - Verrouillable pour un parfait maintien en position

- Chaque set comprend :
- 1 cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop
  - 1 trocart stylet Choice Lock pour la technique en ponction directe
  - 1 redresseur de queue de cochon amovible
  - 1 canule de raidissement rigide en métal
  - 1 système de verrouillage avec languette amovible



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE MINI-LOOP							
Désignation	Taille max. du guide	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
6F x 15 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606015	52,16	260,80
6F x 20 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606020	52,16	260,80
6F x 25 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606025	52,16	260,80
7F x 15 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758607015	52,16	260,80
7F x 25 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758607025	52,16	260,80
8F x 15 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758608015	52,16	260,80
8F x 25 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758608025	52,16	260,80
10F x 15 cm	.038"	Oui	17G	Bte de 5	758610015	52,16	260,80
10F x 25 cm	.038"	Oui	17G	Bte de 5	758610025	52,16	260,80
12F x 15 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758612015	52,16	260,80
12F x 25 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758612025	52,16	260,80
14F x 25 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758614025	52,16	260,80

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater Mini Loop ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).





## DRAINAGE SKATER™ ALL PURPOSE

## DRAINAGE SKATER™ ALL PURPOSE

### CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ VERROUILLABLE

Cathéters de drainage SKATER™ avec queue de cochon verrouillable



- Cathéters pour le drainage percutané des abcès selon la technique de ponction directe ou selon la technique Seldinger
- **Large gamme de tailles de 6F à 16F et de 15cm à 60cm**
- Le stylet de trocart Choice Lock™ permet un drainage d'abcès d'une seule main (non disponible sur toutes les tailles)
- Les cathéters de drainage SKATER™ sont en polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite.
- Les cathéters comportent un revêtement hydrophile SLIP-COAT™ pour une friction minimale durant l'insertion.
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Traumatismes et ulcérations tissulaires minimales pour augmenter le confort du patient
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

Chaque set comprend :

- 1 cathéter Skater
- 1 redresseur de queue de cochon amovible
- 1 rigidificateur métallique
- 1 rigidificateur souple (non disponible en 6F et 7F)
- 1 système de verrouillage à languette amovible



### CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ NON VERROUILLABLE

Cathéters de drainage SKATER™ avec queue de cochon non verrouillable



- Cathéters pour le drainage percutané des abcès selon la technique de ponction directe ou selon la technique Seldinger
- **Large gamme de tailles de 6F à 16F et de 15cm à 60cm**
- Le stylet de trocart Choice Lock™ permet un drainage d'abcès d'une seule main (non disponible sur toutes les tailles)
- Les cathéters de drainage SKATER™ sont en polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite.
- Les cathéters comportent un revêtement hydrophile SLIP-COAT™ pour une friction minimale durant l'insertion.
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Traumatismes et ulcérations tissulaires minimales pour augmenter le confort du patient
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

Chaque set comprend :

- 1 cathéter Skater
- 1 redresseur de queue de cochon amovible
- 1 rigidificateur métallique
- 1 rigidificateur souple (non disponible en 6F et 7F)



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE								
Désign.	Taille guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Réf.	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
6F x 15 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606015	47,41	237,05
6F x 20 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606020	47,41	237,05
6F x 25 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606025	47,41	237,05
6F x 35 cm	.035"	Non	Non		Bte de 5	756606035	47,41	237,05
7F x 15 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607015	47,41	237,05
7F x 20 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607020	47,41	237,05
7F x 25 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607025	47,41	237,05
8F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608015	47,41	237,05
8F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608020	47,41	237,05
8F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608025	47,41	237,05
8F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608030	47,41	237,05
8F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756608035	47,41	237,05
8F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756608045	47,41	237,05
10F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610015	47,41	237,05
10F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610020	47,41	237,05
10F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610025	47,41	237,05
10F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610030	47,41	237,05
10F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610035	47,41	237,05
10F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610045	47,41	237,05
10F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610060	47,41	237,05

SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE								
Désign.	Taille guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Réf.	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
12F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612015	47,41	237,05
12F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612020	47,41	237,05
12F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612025	47,41	237,05
12F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612030	47,41	237,05
12F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612035	47,41	237,05
12F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612045	47,41	237,05
12F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612060	47,41	237,05
14F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614015	47,41	237,05
14F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614020	47,41	237,05
14F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614025	47,41	237,05
14F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614030	47,41	237,05
14F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614035	47,41	237,05
14F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614045	47,41	237,05
14F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614060	47,41	237,05
16F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756616025	47,41	237,05
16F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756616030	47,41	237,05
16F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616035	47,41	237,05
16F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616045	47,41	237,05
16F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616060	47,41	237,05

STERILE EO


SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON NON VERROUILLABLE								
Désignation	Taille max. du guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
6F x 15 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106015	46,06	230,30
6F x 20 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106020	46,06	230,30
6F x 25 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106025	46,06	230,30
7F x 20 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756107020	46,06	230,30
7F x 25 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756107025	46,06	230,30
8F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108020	46,06	230,30
8F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108025	46,06	230,30
8F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108030	46,06	230,30
10F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110020	46,06	230,30
10F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110025	46,06	230,30
10F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110030	46,06	230,30
12F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756112020	46,06	230,30
12F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756112025	46,06	230,30
14F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756114020	46,06	230,30
14F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756114025	46,06	230,30
16F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756116025	46,06	230,30

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).



**DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL NÉPHROSTOMIE**

**DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL NÉPHROSTOMIE**

**KITS NÉPHROSTOMIE**

Kits de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon verrouillable et fil guide d'accès .018" x 80 cm

- Ponction par aiguille fine, avec une aiguille trocart 21G, un guide d'accès de .018" en acier inoxydable ou en nitinol et un dilateur co-axial 6 French, qui permet la mise en place atraumatique d'un guide Amplatz de .035"
- Cathéter de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon verrouillable et rigidificateur métallique ou flexible



KITS DE NÉPHROSTOMIE INTRODUCTEUR SKATER™ AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE ET FIL GUIDE D'ACCÈS										
Désignation	Fil guide d'accès	Guide Amplatz	Aiguille Trocart	Dilatateur co-axial	Dilatateurs	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€	
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 25 cm	Acier inoxydable .018" x 80 cm	.035" x 90 cm	21G x 15 cm	6F x 18 cm	8F x 20 cm	Bte de 5	767308000	189,61	948,05	
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	Nitinol de .018" x 80 cm	.035" x 90 cm	21G x 15 cm	6F x 18 cm	8F x 20 cm	Bte de 5	767308300	189,61	948,05	
Kit Néphrostomie SKATER™ 10F x 35 cm	Acier inoxydable .018" x 80 cm	.035" x 90 cm	21G x 15 cm	6F x 18 cm	8F,10F	Bte de 5	767310000	189,61	948,05	
Kit Néphrostomie SKATER™ 10F x 35 cm	Nitinol de .018" x 80 cm	.035" x 90 cm	21G x 15 cm	6F x 18 cm	8F, 10F	Bte de 5	767310300	189,61	948,05	
Kit Néphrostomie SKATER™ 12F x 35 cm	Acier inoxydable .018" x 80 cm	.035" x 90 cm	21G x 15 cm	6F x 18 cm	8F, 10F, 12F	Bte de 5	767312000	189,61	948,05	

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage transcutané de néphrostomie.

**INTRODUCTEURS NÉPHROSTOMIE**

Ensembles introducteur SKATER™ complets

ENSEMBLES INTRODUCTEUR SKATER™ COMPLET										
Désignation	Dilatateur co-axial	Dilatateur	Aiguille CHIBA	Guide	Guide d'accès en nitinol	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€	
Ensemble complet	6F x 18 cm	7F x 20 cm	22 G x 15 cm	HD en courbe J 3 mm .035" (0.89 mm) x 100 cm	018" (0.89mm) x 80 cm	Bte de 1	692806700	129,00	129,00	
Ensemble complet	6F x 18 cm	8F x 20 cm	22 G x 15 cm	HD en courbe J 3 mm .035" (0.89 mm) x 100 cm	018" (0.89mm) x 80 cm	Bte de 1	692806800	129,00	129,00	

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs


STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage transcutané de néphrostomie.

**KITS NÉPHROSTOMIE**

Kits de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon verrouillable

- Aiguille pour ponction 18G avec stylet pour une insertion rapide du guide Amplatz WORKER™ résistant, flexible et lisse
- Cathéter de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon verrouillable et rigidificateur métallique ou flexible
- Extrémité distale enduite du revêtement SLIP-COAT™ pour une insertion facile
- Lumière de grand diamètre et grands trous de drainage ovales pour une capacité de drainage maximale




KITS DE NÉPHROSTOMIE SKATER™ AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE										
Désignation	Aiguille Chiba	Aiguille Ponction	Guide Amplatz WORKER	Dilatateurs	Raccord Poche	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€	
Kit Néphrostomie SKATER™ 6F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757306600	102,368	511,84	
Kit Néphrostomie SKATER™ 6F x 35 cm	22G x 20 cm	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757306700	102,368	511,84	
Kit Néphrostomie SKATER™ 7F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 7F	-	Bte de 5	757307000	102,368	511,84	
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F	-	Bte de 5	757308000	102,368	511,84	
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757308600	102,368	511,84	
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	22G x 20 cm	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757308700	102,368	511,84	
Kit Néphrostomie SKATER™ 10F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F, 10F	-	Bte de 5	757310000	102,368	511,84	
Kit Néphrostomie SKATER™ 12F x 35 cm	-	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F	-	Bte de 5	757312000	102,368	511,84	
Kit Néphrostomie SKATER™ 14F x 35 cm	22G x 20 cm	18G x 15 cm avec stylet	.035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F, 14F	Mâle/entonnoir	Bte de 5	757314700	102,368	511,84	

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage transcutané de néphrostomie.






## DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL NÉPHROSTOMIE

### KITS NÉPHROSTOMIE

Kits de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon non verrouillable



- Aiguille pour ponction 18G avec stylet pour une insertion rapide du guide Amplatz WORKER™ résistant, flexible et lisse
- Cathéter de néphrostomie SKATER™ avec queue de cochon non verrouillable et rigidificateur métallique ou flexible
- Extrémité distale enduite du revêtement SLIP-COAT™ pour une insertion facile
- Lumière de grand diamètre et grands trous de drainage ovales pour une capacité de drainage maximale



KITS DE NÉPHROSTOMIE SKATER™ AVEC QUEUE DE COCHON NON VERROUILLABLE							
Désignation	Aiguille Ponction	Guide	Dilatateurs	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	Amplatz de .035" x 90 cm	6F, 8F	Bte de 5	750308000	102,83	514,15
Kit Néphrostomie SKATER™ 8F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	HD en J de .035" x 100 cm	6F, 8F	Bte de 5	750308100	102,83	514,15
Kit Néphrostomie SKATER™ 10F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	Amplatz .035" x 90 cm	6F, 8F, 10F	Bte de 5	750310000	102,83	514,15
Kit Néphrostomie SKATER™ 12F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	Amplatz .035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F	Bte de 5	750312000	102,83	514,15
Kit Néphrostomie SKATER™ 14F x 35 cm	18G x 15 cm avec stylet	Amplatz .035" x 90 cm	6F, 8F, 10F, 12F, 14F	Bte de 5	750314000	102,83	514,15

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage transcutané de néphrostomie.

## DRAINAGE SKATER™ MINI-LOOP ALL PURPOSE

### CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ MINI-LOOP

Cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop avec queue de cochon verrouillable



Nouveau !  
Spécial drainage  
petites cavités



40 % plus petit

- Avec l'introduction du cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop, notre famille de cathéters de drainage vous offrent encore plus de flexibilité et permettent la réalisation de drainages en pédiatrie ou dans des petites cavités.
- Les cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop permettent une insertion facile pour un drainage maximal.
- Les cathéters de drainage SKATER™ Mini-Loop conviennent au drainage percutané des abcès ou des liquides prélevés dans de petites cavités par la technique de la ponction directe ou dans les reins par la technique de Seldinger.
- Bénéfices produit :
  - 40 % plus petits que les cathéters standards
  - Compatibles avec l'alcool et la doxycycline
  - Recommandés pour le confort des patients
  - Verrouillable pour un parfait maintien en position

Chaque set comprend :

- 1 cathéter de drainage SKATER™ Mini-Loop
- 1 trocart stylet Choice Lock pour la technique en ponction directe
- 1 redresseur de queue de cochon amovible
- 1 canule de raidissement rigide en métal
- 1 système de verrouillage avec languette amovible




SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE MINI-LOOP							
Désignation	Taille max. du guide	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
6F x 15 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606015	52,16	260,80
6F x 20 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606020	52,16	260,80
6F x 25 cm	.035"	Oui	19G	Bte de 5	758606025	52,16	260,80
7F x 15 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758607015	52,16	260,80
7F x 25 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758607025	52,16	260,80
8F x 15 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758608015	52,16	260,80
8F x 25 cm	.035"	Oui	18G	Bte de 5	758608025	52,16	260,80
10F x 15 cm	.038"	Oui	17G	Bte de 5	758610015	52,16	260,80
10F x 25 cm	.038"	Oui	17G	Bte de 5	758610025	52,16	260,80
12F x 15 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758612015	52,16	260,80
12F x 25 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758612025	52,16	260,80
14F x 25 cm	.038"	Oui	14G	Bte de 5	758614025	52,16	260,80

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater Mini Loop ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).



## DRAINAGE SKATER™ ALL PURPOSE

## DRAINAGE SKATER™ ALL PURPOSE

### CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ VERROUILLABLE

Cathéters de drainage SKATER™ avec queue de cochon verrouillable

### CATHÉTERS DE DRAINAGE SKATER™ NON VERROUILLABLE

Cathéters de drainage SKATER™ avec queue de cochon non verrouillable



- Cathéters pour le drainage percutané des abcès selon la technique de ponction directe ou selon la technique Seldinger
- **Large gamme de tailles de 6F à 16F et de 15cm à 60cm**
- Le stylet de trocart Choice Lock™ permet un drainage d'abcès d'une seule main (non disponible sur toutes les tailles)
- Les cathéters de drainage SKATER™ sont en polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite.
- Les cathéters comportent un revêtement hydrophile SLIP-COAT™ pour une friction minimale durant l'insertion.
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Traumatismes et ulcérations tissulaires minimales pour augmenter le confort du patient
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

Chaque set comprend :

- 1 cathéter Skater
- 1 redresseur de queue de cochon amovible
- 1 rigidificateur métallique
- 1 rigidificateur souple (non disponible en 6F et 7F)
- 1 système de verrouillage à languette amovible



- Cathéters pour le drainage percutané des abcès selon la technique de ponction directe ou selon la technique Seldinger
- **Large gamme de tailles de 6F à 16F et de 15cm à 60cm**
- Le stylet de trocart Choice Lock™ permet un drainage d'abcès d'une seule main (non disponible sur toutes les tailles)
- Les cathéters de drainage SKATER™ sont en polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite.
- Les cathéters comportent un revêtement hydrophile SLIP-COAT™ pour une friction minimale durant l'insertion.
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Traumatismes et ulcérations tissulaires minimales pour augmenter le confort du patient
- Peut être utilisé en toute sécurité avec de l'alcool éthylique et de la doxycycline

Chaque set comprend :

- 1 cathéter Skater
- 1 redresseur de queue de cochon amovible
- 1 rigidificateur métallique
- 1 rigidificateur souple (non disponible en 6F et 7F)



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE								
Désign.	Taille guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Réf.	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
6F x 15 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606015	47,41	237,05
6F x 20 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606020	47,41	237,05
6F x 25 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756606025	47,41	237,05
6F x 35 cm	.035"	Non	Non		Bte de 5	756606035	47,41	237,05
7F x 15 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607015	47,41	237,05
7F x 20 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607020	47,41	237,05
7F x 25 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756607025	47,41	237,05
8F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608015	47,41	237,05
8F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608020	47,41	237,05
8F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608025	47,41	237,05
8F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756608030	47,41	237,05
8F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756608035	47,41	237,05
8F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756608045	47,41	237,05
10F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610015	47,41	237,05
10F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610020	47,41	237,05
10F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610025	47,41	237,05
10F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756610030	47,41	237,05
10F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610035	47,41	237,05
10F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610045	47,41	237,05
10F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756610060	47,41	237,05

SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE								
Désign.	Taille guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Réf.	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
12F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612015	47,41	237,05
12F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612020	47,41	237,05
12F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612025	47,41	237,05
12F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756612030	47,41	237,05
12F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612035	47,41	237,05
12F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612045	47,41	237,05
12F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756612060	47,41	237,05
14F x 15 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614015	47,41	237,05
14F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614020	47,41	237,05
14F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614025	47,41	237,05
14F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756614030	47,41	237,05
14F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614035	47,41	237,05
14F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614045	47,41	237,05
14F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756614060	47,41	237,05
16F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756616025	47,41	237,05
16F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756616030	47,41	237,05
16F x 35 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616035	47,41	237,05
16F x 45 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616045	47,41	237,05
16F x 60 cm	.038"	Oui	Non		Bte de 5	756616060	47,41	237,05

STERILE EO

SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE AVEC QUEUE DE COCHON NON VERROUILLABLE								
Désignation	Taille max. du guide	Canule de rigidification souple	Stylet trocart	Taille du trocart	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
6F x 15 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106015	46,06	230,30
6F x 20 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106020	46,06	230,30
6F x 25 cm	.035"	Non	Oui	19G	Bte de 5	756106025	46,06	230,30
7F x 20 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756107020	46,06	230,30
7F x 25 cm	.035"	Non	Oui	18G	Bte de 5	756107025	46,06	230,30
8F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108020	46,06	230,30
8F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108025	46,06	230,30
8F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756108030	46,06	230,30
10F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110020	46,06	230,30
10F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110025	46,06	230,30
10F x 30 cm	.038"	Oui	Oui	17G	Bte de 5	756110030	46,06	230,30
12F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756112020	46,06	230,30
12F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756112025	46,06	230,30
14F x 20 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756114020	46,06	230,30
14F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756114025	46,06	230,30
16F x 25 cm	.038"	Oui	Oui	14G	Bte de 5	756116025	46,06	230,30


Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

STERILE EO

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater ALL PURPOSE est destiné au drainage percutané dans diverses applications de drainage (par exemple : néphrostomie, abcès).





## DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL BILIAIRE

## DRAINAGE SKATER™ SPÉCIAL BILIAIRE

### SPÉCIAL DRAINAGE BILIAIRE

Cathéters de drainage biliaire SKATER™ seuls



Les cathéters de drainage biliaire SKATER™ sont utilisés pour drainer les voies biliaires et sont placés selon la technique de Seldinger.

- Bande de marquage radio-opaque qui fournit une bonne visibilité du dernier trou de drainage, pour un placement précis dans les voies biliaires
- Polyuréthane souple pour une résistance à la plicature et une mémoire de forme
- Revêtement hydrophile pour une insertion facile
- Grandes trous de drainage ovales et grande lumière pour une capacité de drainage optimale
- Comprend : cathéter de drainage biliaire SKATER™ avec un rigidificateur métallique, un rigidificateur souple, un redresseur de queue de cochon amovible et un système de verrouillage avec languette amovible. Trous de drainage additionnels pour le drainage des conduits biliaires vers le duodenum.



SKATER™ CATHÉTERS DE DRAINAGE BILIAIRE AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE				
Désignation	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
8F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755308040	74,946	374,73
10F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755310040	79,946	374,73
12F x 40 cm, accepte un guide de .038"	Bte de 5	755312040	79,946	374,73

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

Indications médicales : Le cathéter de drainage Skater biliaire est destiné au drainage biliaire transcutané.

### SPÉCIAL DRAINAGE BILIAIRE

Ensemble introducteur SKATER™  
Accès biliaire pour l'introduction sans guide de .035" ou .038"

ENSEMBLES INTRODUCTEURS SKATER™ ACCÈS BILIAIRE POUR L'INTRODUCTION D'UN GUIDE DE .035" OU .038"								
Désignation	Aiguille Trocart	Aiguille Chiba	Guide d'accès	Dilatateur co-axial	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
Ensemble d'accès biliaire	21G x 15 cm	-	Acier inoxydable de .018" x 80 cm	6F x 26 cm	Bte de 5	651406000	107,00	535,00
Ensemble d'accès biliaire	21G x 15 cm	-	Nitinol de .018" x 80 cm	6F x 26 cm	Bte de 5	651406300	114,40	572,00

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage biliaire transcutané.

### SPÉCIAL DRAINAGE BILIAIRE

Kits introducteur drainage biliaire SKATER™ avec queue de cochon verrouillable



- Ponction par aiguille fine, avec une aiguille trocart 21G, un guide d'accès de .018" en acier inoxydable ou en nitinol et un dilateur co-axial 6 French, qui permet la mise en place atraumatique du guide Amplatz de .035"
- Cathéter de drainage biliaire SKATER™ avec queue de cochon verrouillable et rigidificateur métallique ou flexible
- Grands trous de drainage ovales et large lumière pour une capacité de drainage maximale
- Polyuréthane souple pour une résistance à la plicature optimale et une mémoire de forme parfaite



KITS DE DRAINAGE BILIAIRE SKATER™ AVEC QUEUE DE COCHON VERROUILLABLE										
Désignation	Aiguille Trocart	Guide d'accès	Dilatateur co-axial	Guide Amplatz	Dilatateur	Maintien	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix/Condt.€
Ensemble 8F avec cathéter biliaire SKATER™ 8F x 40 cm	21G x 15 cm	Nitinol .018" x 80 cm	6F x 26 cm	.035" x 150 cm	8F x 20 cm	Skin Fix™	Bte de 5	765308300	246,48	1232,40
Ensemble 10F avec cathéter biliaire SKATER™ 10F x 40 cm	21G x 15 cm	Nitinol .018" x 80 cm	6F x 26 cm	.035" x 150 cm	8F x 20 cm et 10F x 20 cm	Skin Fix™	Bte de 5	765310300	246,48	1232,40

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage biliaire transcutané.

### SPÉCIAL DRAINAGE BILIAIRE

Ensemble introducteur SKATER™  
Accès biliaire pour l'introduction avec guide de .035" x 150 cm


ENSEMBLE INTRODUCTEUR BILIAIRE SKATER™ COMPLET									
Désignation	Aiguille Trocart	Guide d'accès	Dilatateur co-axial	Guide Amplatz	Dilatateur	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
Ensemble complet	21G x 15 cm	Nitinol .018" x 80 cm	6F x 26 cm	.035" (0.89 mm) x 150 cm	8F x 20 cm	Bte de 5	654306200	120,80	604,00

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

STERILE EO

Indications médicales : Le kit cathéter de drainage Skater Néphrostomie est destiné au drainage biliaire transcutané.





## DRAINAGE SKATER™

## DRAINAGE SKATER™ - FIXATIONS


### ENSEMBLES INTRODUCTEURS SKATER™

Ensembles Introduceurs SKATER™ pour drainage en technique SELDINGER



Les ensembles introduceurs SKATER™ permettent une mise en place aisée, précise et atraumatique de guides de .035" ou .038" dans des procédures non vasculaires.

- Un anneau marqueur en platine encastré améliore la visualisation pour un positionnement radioscopique précis.
- Le dilateur 4F associé à la gaine 6F et au rigidificateur souple facilitent le placement sur le guide.
- Le trou situé à l'extrémité de la gaine permet de passer simultanément des guides .018" et .038".
- Le marqueur radio-opaque situé à l'extrémité de la gaine améliore sa visibilité.



#### Ensemble Introduceur Skater™ sans guide .035" ou .038"

- Introduceur avec Aiguille trocart

#### ENSEMBLES INTRODUCTEUR SKATER™ POUR L'INTRODUCTION D'UN GUIDE DE .35" OU .38"

Désignation	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
Ensemble, aiguille trocart 21G x 15 cm, guide d'accès en acier inoxydable .018" x 80 cm, introduceur co-axial 6F x 18 cm avec dilateur 4F	Bte de 5	651506000	100,80	504,80
Ensemble, aiguille trocart 21G x 15 cm, guide d'accès en nitinol .018" x 80 cm, introduceur co-axial 6F x 18 cm avec dilateur 4F	Bte de 5	651506300	114,40	572,00

- Introduceur avec Aiguille de Chiba

#### ENSEMBLES INTRODUCTEUR SKATER™ POUR L'INTRODUCTION D'UN GUIDE DE .35" OU .38"

Désignation	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
Ensemble, aiguille de Chiba 21G x 15 cm, guide d'accès en acier inoxydable .018" x 80 cm, introduceur co-axial 6F x 18 cm avec dilateur 4F	Bte de 5	655506000	100,80	504,80
Ensemble, aiguille de Chiba 21G x 15 cm, guide d'accès en nitinol .018" x 80 cm, introduceur co-axial 6F x 18 cm avec dilateur 4F	Bte de 5	655506300	114,40	572,00

#### Ensemble Introduceur Skater™ complet avec guide .035"

#### ENSEMBLE INTRODUCTEUR SKATER™ COMPLET

Désignation	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
Ensemble, aiguille trocart 21G x 15 cm, guide d'accès en nitinol de .018" x 80 cm, dilateur co-axial 6F x 18 cm, guide Amplatz .035" (0.89 mm) x 150 cm	Bte de 5	654506200	120,80	604,00

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

STERILE EO

Indications médicales : Ensemble introduceur pour ponction à l'aiguille fine et dilatation de tissus pour mise en place d'un guide 0.035" ou 0.038" dans des procédures non vasculaires.

### SKATER™ FIX

Réduit les risques de dislocation du cathéter, sans suture



SKATER™ FIX est un dispositif de fixation de cathéter sans latex qui comprend un support central mince à adhésif hydrocolloïde et qui est recouvert d'un adhésif non-tissé de qualité médicale.

Un bloc support en mousse souple et un velcro empêchent le cathéter de se plicaturer.

Le cathéter est fixé mécaniquement avec un velcro et une longueur minime de ruban est en contact direct avec le cathéter. La couverture en velcro peut être ouverte pour inspecter le site de la ponction. De cette manière, vous avez la possibilité de surveiller l'absence d'infection ou de fuite chaque fois que nécessaire.



#### Avantages

- Sans latex
- Ancrage en toute sécurité du cathéter de drainage pendant une durée pouvant atteindre une semaine
- Permet d'inspecter le site de la ponction sans changer le pansement
- Facile à changer
- Risque minime de dislocation du cathéter durant le remplacement du disque de fixation
- Pont en mousse pour empêcher le cathéter de se plier
- Cathéter propre sans résidus de ruban
- Ajustable à des cathéters de calibre 5 à 16 French
- Porteur hydrocolloïde pour absorber les liquides organiques du site de la ponction
- Risque minime d'irritation cutanée
- Le disque suit le profil et les mouvements du patient

#### DISPOSITIF DE FIXATION DE CATHÉTER SKATER™ FIX

Désignation	Condt.	Référence	Pu HT/Unité €	Prix HT/Condt.€
Dispositif de fixation de cathéter sans latex	Bte de 25	802500001	6,48	162,00

Tarifs valables à partir du 1er février 2024 jusqu'à révision des tarifs

STERILE EO

Indications médicales : Dispositif de fixation destiné au maintien de tout type de cathéters de drainage percutané ou transcutané de calibre 5F à 16F.

# À FAIRE DÈS RÉCEPTION...

## PROCÉDURES À LA RÉCEPTION DE VOTRE MARCHANDISE

1° Lors de la livraison de votre commande, contrôlez toujours **L'ETAT DE VOTRE EMBALLAGE** et **DE VOTRE MARCHANDISE** en présence du transporteur.

**Ne signez aucun document avant d'avoir fait ces contrôles.**

2° En cas de difficultés avec le transporteur, contactez votre conseiller commercial au **+33(0)2 48 50 88 77**.

## QUE FAIRE SI L'EMBALLAGE EST DÉTÉRIORÉ ?

1° **REFUSEZ** systématiquement **LE COLIS**.

2° Mentionnez sur le récépissé de livraison : « **MARCHANDISE REFUSÉE-COLIS ENDOMMAGÉ** ».

3° Signez le récépissé et veillez à ce que le transporteur reparte avec toute la marchandise.

4° Contactez immédiatement votre conseiller commercial au **+33(0)2 48 50 88 77**.

## QUE FAIRE SI L'EMBALLAGE EST INTACT ?

1° **DÉBALLEZ** la marchandise **EN PRÉSENCE DU TRANSPORTEUR**, vérifiez qu'elle est en bon état.

Si c'est le cas, signez le récépissé et conservez la marchandise.

2° Si la marchandise est **détériorée** ou si vous **constatez des manques** par rapport à votre commande, indiquez le, de la façon la plus précise possible, sur le bordereau de livraison.

Contactez votre conseiller commercial au **+33(0)2 48 50 88 77**.

3° **Dans les 3 jours qui suivent la livraison, vous devez impérativement confirmer, par lettre recommandée avec AR adressée au transporteur, les dommages ou les manques constatés lors de la livraison.**

**Nous adresser dans le même temps une copie de votre courrier.**

## RAPPELS IMPORTANTS

1° Article L 133-3 du code de commerce :

**« La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».**

2° En cas de doute lors d'une livraison, **n'indiquez jamais** sur le récépissé « **Sous réserve de déballage** ». Cette mention n'a aucune valeur juridique et ne peut donner droit à quelque dédommagement que ce soit.

3° Les produits réceptionnés par vos soins, sans émission de réserves à la livraison, et sans confirmation par lettre recommandée adressée au transporteur dans les 3 jours qui suivent la livraison, ne pourront ouvrir droit à dédommagement de la part du transporteur ou de l'expéditeur.

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

### 1) PRÉAMBULE

Nos conditions de vente sont seules valables et réputées acceptées par l'acheteur. Elles sont opposables à toute condition générale d'achat. Toute clause contraire doit faire l'objet d'un accord écrit.

### 2) FORMATION DU CONTRAT

Le contrat est formé dès réception d'une commande (téléphone, télécopie ou autre).

### 3) REDACTION DES COMMANDES

Nous recommandons d'utiliser les références et désignations de nos catalogues et tarifs. Si une erreur de livraison devait survenir par suite d'une imprécision, nous en déclinons toute responsabilité; les frais de retour seraient à la charge de l'acheteur. (Voir article 8).

- Respecter le minimum de colisage lorsqu'une telle disposition est prévue
- Indiquer le mode d'expédition souhaité.
- Tous nos appareils sont fournis en 230 V-50 HZ avec prises aux normes européennes. Tension et prises différentes nous consulter.

### 4) DOCUMENTATION

Les illustrations du catalogue montrent les appareils et articles tels qu'ils ont été construits au moment de la publication, le vendeur se réservant le droit d'introduire toute modification ou amélioration.

### 5) EMBALLAGE

Les appareils sont emballés individuellement.

Les emballages ne sont pas repris.

Les expéditions sont préparées au mieux de l'intérêt de l'acheteur et lors des groupages, le matériel est mis sur palette(s).

### 6) EXPEDITION

S'il le désire, le délai de livraison sera notifié à l'acheteur. Il s'agit dans tous les cas, d'un délai indicatif. Il n'oblige pas le vendeur qui ne pourra en aucun cas être tenu au versement d'une quelconque indemnité si le délai annoncé ne pouvait être respecté.

Les retards de livraison éventuels ne pourront justifier l'annulation de la commande par l'acheteur.

### 7) MONTAGE

Pour les articles livrés démontés, le montage reste à la charge de l'acheteur et est effectué sous sa seule responsabilité, sauf accord préalable entre l'acheteur et le vendeur.

### 8) ASSURANCE ET TRANSPORT

• Nos marchandises voyagent aux frais et risques du destinataire sans dérogation à cette clause.

• Lors de la livraison, l'acheteur, ou son réceptionnaire, est tenu de déballer la marchandise et de vérifier son bon état en présence du transporteur.

Si la marchandise est détériorée ou si l'on constate des manques par rapport à la commande, l'acheteur devra l'indiquer de la façon la plus précise possible sur le bordereau de livraison qu'il remettra au transporteur.

Dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception des marchandises, l'acheteur devra notifier par lettre recommandée au transporteur sa réclamation détaillée.

Si cette formalité, ou toute autre prévue par l'article L 133-3 du code de commerce, n'est pas accomplie, l'acheteur se trouvera privé de son droit d'agir en responsabilité contre le transporteur.

Dans un délai de 8 jours, l'acheteur nous fera parvenir copie de sa lettre de réclamation au transporteur.

• Si l'emballage est détérioré, l'acheteur devra refuser la livraison et indiquer sur le bordereau de livraison « colis endommagé ».

### 9) RETOURS

- Aucun retour, sans autorisation écrite de notre part, ne sera accepté. Le retour doit être accompagné d'un bordereau faisant référence à la facture et au bon de livraison d'origine ainsi que les motifs du retour.
- Toute reprise de matériel se fera avec une moins value de 20 % sous réserve de son état.
- Les fabrications spéciales ne sont pas reprises.

### 10) PRIX ET CONDITIONS

- Les ventes se font au départ de notre adresse administrative et commerciale.
- Frais de configuration et paramétrage en sus
- Fabrication spéciale : sauf accord particulier, paiement 50% à la commande, le solde aux conditions habituelles.
- TVA applicable à ce jour en France 20%.

### 11) PAIEMENTS

- Nos factures sont payables à notre adresse administrative et commerciale.
- Sauf stipulation contraire, nos livraisons sont payables par chèque ou virement :
  - D'avance
  - Contre remboursement
  - 15 jours après réception de la facture
- Conformément à la LME n° 2008-776 du 04 août 2008, tout règlement effectué après l'échéance entraînera une pénalité de retard fixée à 3 fois le taux d'intérêt légal, sans que le vendeur n'effectue de formalités spécifiques.
- Toute réclamation des sommes dues, envoyée en recommandé avec AR, est considérée comme une sommation de payer.
- Les réclamations relatives à la facturation, doivent nous parvenir dans les 8 jours suivant la réception de facture. Toute facture non contestée dans ce délai sera réputée acceptée par l'acheteur.

### 12) CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

1 - A compter de l'enlèvement de la marchandise (départ usine), la garde et les risques des marchandises sont transférés à l'acheteur.

2 - Conformément aux termes de la loi 80.355 du 12 mai 1980 nous conservons la propriété des marchandises vendues jusqu'à paiement effectif de l'intégralité de leur prix en principal et accessoires ; jusqu'à ce moment l'acheteur aura la qualité de dépositaire des produits impayés.

3 - Ne constitue pas un paiement au sens de la présente clause la remise d'un titre créant une obligation de payer (effet de commerce ou autre).

4 - Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des marchandises.

### 13) GARANTIE CONSTRUCTEUR POUR LES MATERIELS ET APPAREILLAGES

- Le vendeur prend la responsabilité de remédier à tous défauts de ses appareils
- Cette garantie est valable pendant une période de 1 an pour tout vice de fabrication.

La période de garantie commence à la date de livraison de la marchandise et au plus tard dans les 30 jours suivant la date contractuelle à laquelle la marchandise a été mise à la disposition de l'acheteur.

• Si un défaut apparaît, l'acheteur doit en informer le vendeur qui doit y remédier dans les plus brefs délais. Le vendeur se réserve la possibilité de réparer ou d'échanger le matériel à ses frais.

• En aucun cas, le vendeur n'aura à verser une compensation à l'acheteur.

• Cette garantie ne s'applique qu'aux conditions particulières spécifiées sur notre pro forma.

• En aucun cas, l'article ne sera remboursé.

### 14) EXPORT

Facturation H.T. départ de notre entrepôt en Euros.  
Frais d'emballage en sus (Avion ou maritime à préciser).  
Transport et assurance à la charge du destinataire.

### 15) ARBITRAGE

En cas de contestation ou de litige et quelle que soit l'importance de ceux-ci, le Tribunal de Commerce de Bourges est seul compétent.



Spécialiste des consommables pour l'imagerie médicale

7 place Louis LACOMBE  
18000 BOURGES

Tél. : +33 (0)2 48 50 88 77

Fax : +33 (0)2 48 50 88 79

[contact@api2000.fr](mailto:contact@api2000.fr)

**Tous nos produits sur  
[www.api2000.fr](http://www.api2000.fr)**

