

OCTOBRE Rose

SPÉCIALISTE DES CONSOMMABLES ET DMS POUR L'IMAGERIE MÉDICALE

# SPÉCIAL OCTOBRE

KITS UNIPATIENTS SUPERCORE BIOPSIE MAMMAIRE-SEMI-AUTOMATIQUE

Heltis &



**Heltis** & **Exclusivité** 

OCTOBRE 2025

- MEDICAL semi-automatique SuperCore™
- Longueur 9 cm
- Gauge: 14G ou 16GAchat à la boîte unitaire

### Composition du kit :

- 1 pistolet ARGON au choix :
- 1 Pistolet Argon au Crioix .
   1 Pistolet Argon semi-automatique SuperCore™ 14G 9cm ou 1 Pistolet Argon semi-automatique SuperCore™ 16G 9cm
   1 protection de sonde stérile 20,3 x 30,5 cm
- 1 dose de gel stérile 20 ml

KITS PATIENTS SEMI-AUTOMATIQUES SUPERCORE™			
Désignation	Pistolet SuperCore	Référence	
Kit biopsie mammaire unipatient semi-automatique SuperCore™	14G - 9 cm	KIT701114090	
Kit biopsie mammaire unipatient semi-automatique SuperCore™	16G - 9 cm	KIT701116090	

1 patiente = 1 kit prêt à l'emploi

KITS UNIPATIENTS TRUCORE II BIOPSIE MAMMAIRE-AUTOMATIQUE



**Heltis** & **Exclusivité** 

也







1 patiente = 1 kit prêt à l'emploi

- Boîte unipatient complète
- MEDICAL automatique Tru-Core™ II

- Longueur 10 cmGauge : 14G ou 16GAchat à la boîte unitaire
- Achat possible en pharmacie

### Composition du kit :

- 1 pistolet ARGON au choix :
- 1 Pistolet Argon automatique Tru-Core ™ II 14G 10cm ou 1 Pistolet Argon automatique Tru-Core ™ II 16G 10cm 1 protection de sonde stérile 20,3 x 30,5 cm
- 1 dose de gel stérile 20 ml

KITS PATIENTS AUTOMATIQUES TRU-CORE™ II				
Désignation		Pistolet Tru-Core II	Référence	
Kit biopsie mamma	ire unipatient automatique Tru-Core™II	14G - 10 cm	KIT763114100X	
Kit biopsie mamma	ire unipatient automatique Tru-Core™II	16G - 10 cm	KIT763116100X	





# OCTOBRE Rose

SPÉCIALISTE DES CONSOMMABLES ET DMS POUR L'IMAGERIE MÉDICALE

# KITS DE GALACTOGRAPHIE







- · Les dilatateurs disposent de code-couleur pour une identification aisée du diamètre
- La canule d'injection est disponible avec une pointe courbe pour faciliter l'insertion

KITS STÉRILES DE GALACTOGRAPHIE			
Désignation	Condt.	Référence	
30G avec canule droite	Bte de 10	DGK002SX	
30G avec canule courbe	Bte de 10	DGK002X	
24G avec canule courbe	Bte de 10	RTD001X	

BIOMARC MARQUEURS DE SITE DE **BIOPSIE MAMMAIRE** 







- Permet la croissance naturelle des tissus
- Compatible IRM avec un artefact très faible
- Forme conçue pour éviter toute migration
- Visibilité permanente sous IRM, rayons X et échographie











### Données techniques :

- Marqueur en oxyde de zirconium avec coating carbone
- Longueur de l'aiguille 11,77 cmMarquage centimétrique
- Marqueur 1x3 mm ou 2x4 mm

- Dispositif médical CE Classe IIb
- Conditionné en boîte de 10 marqueurs stériles



BiomarC® Marqueurs de site mammaire				
Désignation	Marqueur	Condt.	Référence	
Marqueur de site mammaire 13G 11 cm	1 x 3 mm	Boîte de 10	040306	
Marqueur de site mammaire 14G 11 cm	2 x 4 mm	Boîte de 10	040300	

### Compatible avec la sonde Mammotome ®

BiomarC® Marqueur de site mammaire				
Désignation	Condt.	Référence		
Marqueur de site mammaire 11G Mammotome 16,5cm	Boîte de 10	040203		





## FILS DE LOCALISATION MAMMAIRE **REPOSITIONNABLES**







- La conception exclusive du fil en J et du stabilisateur bloque l'aiguille et le fil en place, ancrant ainsi le système pour interdire la migration du fil tout en protégeant contre une pénétration de l'aiguille non désirée durant la compression du sein et le transport de la patiente.
- Le système propose un guide palpable pour le chirurgien, ce qui lui donne le choix des trajets vers la
- Fil repositionnable en nitinol

FILS DE LOCALISATION MAMMAIRE HOMER BLN			
Désignation	Longueur du fil	Condt.	Référence
20G x 3 cm	Fil nitinol souple en J de 9 cm	Bte de 10	231030G
20G x 5 cm	Fil nitinol souple en J de 11 cm	Bte de 10	231050G
20G x 7.5 cm	Fil nitinol souple en J de 13.5 cm	Bte de 10	231075G
20G x 10 cm	Fil nitinol souple en J de 16.1 cm	Bte de 10	231100G
20G x 12.5 cm	Fil nitinol souple en J de 18.5 cm	Bte de 10	231125G

## FILS DE LOCALISATION MAMMAIRE NON REPOSITIONNABLES







Le fil de localisation mammaire Accura™ II (Style Sadowsky) est fourni dans un emballage stérile séparé qui inclut une canule de raidissement de 23G. Facilement placée sur le fil par le chirurgien, la canule indique le parcours du fil, constitue un repère palpable et évite la section accidentelle

- Le marquage centimétrique facilite un positionnement en profondeur précis
- L'embase de l'aiguille comprend une gorge qui permet de charger aisément le fil
  Le guide est marqué à 2 endroits : 1 indique l'extrémité distale de l'aiguille; 2 indique le

FILS DE LOCALISATION MAMMAIRE ACCURA™ II (STYLE SADOWSKY)			
Désignation	Longueur de fil	Condt.	Référence
20G x 5 cm avec une canule de raidissement 23G	Fil dur de 14.4 cm	Bte de 10	266050
20G x 7.5 cm avec une canule de raidissement 23G	Fil dur de 19.4 cm	Bte de 10	266075
20G x 10 cm avec une canule de raidissement 23G	Fil dur de 24.4 cm	Bte de 10	266100

# GUIDES D'AIGUILLES À BIOPSIE









Guide ouvert



Guide fermé

- Guides disponibles pour des aiguilles de 14G à 22G
- Guides disponibles en 2 modèles d'angulation : type "fermé" ou type "ouvert"
- Tous les guides d'aiguilles sont conditionnés en sachet unitaire de deux guides, à l'exception du modèle 14 G qui n'a qu'un seul guide par sachet

GUIDES D'AIGUILLES POUR LORAD STEREO LOC II				
Désignation	Condt.	Référence		
Type fermé, pour aiguilles de 14G	Bte de 20 unités	LNGC14GX		
Type fermé, pour aiguilles de 16G à 19G	Bte de 20 unités	LNGC1619PX		
Type fermé, pour aiguilles de 20G à 22G	Bte de 20 unités	LNGC2022YX		
Type ouvert, pour aiguilles de 16G à 19G	Bte de 20 unités	LNGO1619PX		



## GEL D'ÉCHOGRAPHIE

Heltis &

gel

CE

## Heltis & Line ♥



- non irritant et ne corrode pas les sondes Usage possible en échographie 2D et 3D
- Sa viscosité permet de réaliser l'examen en
- Permet un usage avec tous types de sondes

Conditionnement:

• Flacon de 250 ml avec bouchon Flip Top pour une fermeture rapide et propre

CHI	P'ÉCHOGRAPHIE HELTIS LINE

Désignation Condt. Référence

Gel d'échographie non stérile Heltis Line Carton de 25 flacons de 250 ml PMG250TK25

### GEL D'ÉCHOGRAPHIE STÉRILE UNIDOSE 20 ML

### Heltis Line





- **emballage sachet pelable** Exempt de tout colorant et parfum, hypoallergénique, non irritant et ne corrode pas les sondes
- Sans Paraben

#### Conditionnement:

- Sachet pelable stérilisé par irradiation STERILE R
- Foil aluminium ouverture facile 130 mm x 70 mm
- Boîte distributrice de 48 doses de 20 ml
- Dimensions de la boîte : L 240 x H 205 x P 110 mm - 1,24 kg

GEL D'ÉCHOGRAPHIE UNIDOSE STÉRILE			
	Condt.	Référence	
e stérile unidose	Rte distributrice de 48 doses 20 ml	PMG020TK	

# PROTECTIONS DE SONDES

### Heltis & Line ♥



- Les protections de sondes ø 2,2 x 20 cm sont spécialement adaptées pour la protection des sondes endocavitaires ou sectorielles de diamètre inférieur à 30 mm
- Pour un diamètre supérieur, nous recommandons l'usage de protections de sondes de dimensions ø 3,5 x 20 cm
- Non stériles, non lubrifiées et livrées en emballage médicalement propre par 144 pièces en étui individuel

## PROTECTION DE SONDE STÉRILE SCANNING COVER





### SPÉCIAL BIOPSIE MAMMAIRE



Désignation

Gel d'échographi

- Dimensions : 20 cm x 30 cm
- Economique avec sa matière
- Conditionnée en sachet pelable stérile par boîte de 100
- Stérilisée à l'oxyde d'éthylène

PROTECTION DE SONDE SCANNING COVER

Désignation Condt. Référence

#### Protection de sonde Stérile Bte de 100 2804.1071

### **NOS VALEURS**



30"

#### Nos référencements



















NORD-EST : 02 48 50 88 76 centreouest@api2000.f

parisidf1@api2000.fr ILE DE FRANCE : 02 48 50 88 74

parisidf2@api2000.fr 75 Rive Droite, 77, 93, 94
ILE DE FRANCE: 02 48 50 70 23

> sudest@api2000.fr SUD-EST : 02 48 50 88 72

sudouest@api2000.fr SUD-OUEST: 02 48 50 88 70

export@api2000.fr EXPORT: +33 2 48 66 04 15

domtom@api2000.fr DOM-TOM: 02 48 66 04 15





7 place Louis Lacombe - 18000 BOURGES Tél: 02 48 50 88 77

contact@api2000.fr - www.api2000.fr